

それは、
ポーチに入る
音波振動*ハブラシ。



コスメのようなスタイリッシュデザイン、
キャップ一体型のコンパクトサイズ。
ただ、微細な音波振動*で、手磨きよりもツルツルの歯へ。
いつでも携帯できて、どこでもしっかりブラッシングできる、
忙しいあなたのための一本です。



◆ 人財育成コンサルタント
美月あきこ ◆

笑顔の自信をこまめにケア。

ビジネスの上でも、相手に安心感を与える笑顔は重要。きれいな歯じゃないと、自信を持って笑えませんよね。これなら、よりスタイリッシュに自分らしさを磨けると思います。

国際線キャビンアテンダントを経て、人財育成会社を起業。年間183本の講演を全国で行う。著書多数。



◆ [SEDA] 読者モデル 武智志穂 ◆

いつでも磨く、内面のキレイ。

小さくて、おしゃれだから、いつでも持ち歩いています。撮影の合間や、旅行に行くときも、大活躍のポケットドルツ。モデルの間でも、愛用者が急増中なんです。

ファッション誌を中心に、ショーやCMでも活躍中の人気読者モデル。デザイナーとしても注目を浴びる。



◆ 歯科医・タレント
中田彩 ◆

ランチ磨きをもっと楽しく。

白い歯にも、リフレッシュにも、ランチ磨きは大切。ポケットドルツは連れて歩きたくなる、かわいいハブラシ。ハミガキが「楽しい時間」になるので、私も愛用しています。

歯科医業のかたわら、テレビ番組出演や写真集・DVDをリリースするなど、タレントとしても活躍中。

*音波領域内での振動 ©写真やイラストは全てイメージです。

子どもの歯磨きをしっかりサポートする
音波振動*ハブラシも新登場。



コスメ感覚で選べる、シャイニーニージェラデ全5色

落ち着いた質感の
マット塗装2色



- ◆ 音波振動*で、手磨きよりもツルツルの歯へ。
- ◆ 持ちやすく、磨きやすい。 ◆ 充電式電池**にも対応。
- ◆ 本体丸洗いOK。 ◆ 周りが気にならないよう、音を軽減**2。

音波振動*ハブラシ

ポケット Doltz

EW-DS12 オープン価格**3 **new**
乾電池別(単4形アルカリ乾電池×1本)

振動数: 約16,000プラストローク/分 寸法: 高さ16×幅1.65×奥行1.8cm 質量: 約30g(電池含まず。ブラシ・キャップ含む)
使用時間: 1日1回2分使用で約3ヵ月(単4形アルカリ乾電池×1本)

ポーチに入れても
かさばらない、
スティックデザイン。




音波電動*ハブラシの良さは?

手磨きではゴシゴシと大きな動きになり、磨き残しが多くなったり、歯や歯ぐきを傷つけがち。ブラシ自体が振動する音波振動*ハブラシなら、自然と毛先が隅々まで届きやすくなり、歯間や奥歯まで歯ぐきにやさしくしっかり磨けるのです。

エッジ山切り毛が
歯間をしっかりと
とらえます


日本人の
小さな口にあった
コンパクトヘッド



センター毛が
歯面にフィット

ブラシの替えどきは?

いつまでもツルツルの磨き心地をキープするために、3ヵ月を目安に新しいブラシと交換してください。また、3ヵ月以内でも毛先が広がったら交換のサインです。



イメージ図

ポケットドルツ
EW-DS12用
替ブラシ
EW0958 -W(白) 2本入り
希望小売価格 525円(税抜500円)

しあげ磨きにオススメ

- ◆ 乳歯や歯ぐきにやさしく磨ける「ソフトな音波振動*磨き」
- ◆ 奥歯までしっかり見ながら磨ける「ライト付きコンパクトヘッドブラシ」
- ◆ しあげ磨きしやすい「背面動作スイッチ」

音波振動*ハブラシ

ポケット Doltz Kids



EW-DS32
オープン価格**3 **new**
乾電池別(単4型アルカリ乾電池×1本)

寸法: 高さ16×幅1.8×奥行2cm
質量: 約35g(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)

- 別売替ブラシ EW0959-W(白) 希望小売価格 630円(税込) ■ 2本入



-P(ピンク) -A(青)

子どものひとり磨きにオススメ

- ◆ 子どものひとり磨きをアシストする「音波振動*磨き」
- ◆ 小さな口のすみずみまで毛先が届きやすい「コンパクトヘッドブラシ」
- ◆ 「じょうずな はみがきシート」「おなまえシール」入り

音波振動*ハブラシ

ポケット Doltz Kids



EW-DS12
オープン価格**3 **new**
乾電池別(単4型アルカリ乾電池×1本)

寸法: 高さ16×幅1.65×奥行1.8cm
質量: 約30g(乾電池含まず。ブラシ・キャップ含む)

- 別売替ブラシ EW0958-W(白) 希望小売価格 525円(税込) ■ 2本入



-PKD(ピンク) -AKD(青)

*音波領域内での振動 ※1 パナソニック製をおすすめします。 ※2 当社測定方法による平均音圧値比較、EW-DL11 約64dBに対し、EW-DS12 約51dB。 ※3 オープン価格商品の価格は、販売店でお問い合わせください。 ©写真やイラストは全てイメージです。

販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪本社: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は

