歯科材料(09)　歯科用研削材料
一般医療機器　歯科用研磨器材　JMDN70907000

プレポリッシャー３Ｄ

【形状・構造及び原理等】

	オーダーナンバー
プレポリッシャー３Ｄ top	88-0000

包装：1 個



ヘッド：φ17 ㎜
シャンク：φ2.2 ㎜
全長：45 ㎜

・原理：３Ｄプリンター用レジン（フィラメント、PMMA、PETG 含む）補綴物等をプレ研磨する。

【使用目的又は効果】
・補綴物等の研磨に用いる。

【使用方法等】
・ハンドピースに装備、回転させ補綴物の咬合面にあててプレ研磨する。
・回転数:7,000 - 12,000rpm

	オーダーナンバー
プレポリッシャー３Ｄ side	87-0000

包装：10 枚入



直径：26 ㎜
厚さ：4 ㎜
・ハンドピースに装備、回転させ補綴物の咬合面にあててプレ研磨する。
・回転数:6,000 - 10,000rpm

【使用上の注意】
・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して半チャックでないことを確認すること。
・使用前に回転させて振れがないことを確認すること。
・頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度な加圧での使用は避けること。
・最大回転数を超えて使用しないこと。
・錆び、損傷、変形(表面キズ、曲がり、汚染)等のあるものは使用しないこと。
・目を保護するために保護めがね等を使用すること。
・本製品を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認知した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
・本製品により、研磨、研削した粉塵、破片が目に入らないように注意すること。万一目に入った時には、すぐに流水で洗浄し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】
・水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること。
・本製品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管、管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
株式会社日本歯科商社
製造業者
レンフェルト社(ドイツ)
(英名)Renfert GmbH