

フロントサーフェスマirror

新規採用キャンペーン

地域限定

期間：2023年11月21日～12月20日まで
期間中、下記商品を特別価格にてご提供します！

FRONT SURFACE MIRROR

表面反射率97.4%（メーカー公表値）

- 表面反射タイプにより、反射像が二重にならないので、マイクロスコープやルーペを使用した治療に適しています。
- 特殊なロジウムコーティングを施しているため、直視に近い明るい反射像が得られます。
- カメラ撮影でも、視野が明るいので、鮮明な画像が得られます。
- 通常のミラーと比較して、反射像が二重にならないので、目にかかる負担が軽減されます。



一般的名称：歯鏡
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104110268
製造元：ローダー社（ドイツ）

チークリトラクター


- 口角を2点で支える事により、長時間の診療でも、患者さんの痛みが軽減されます。
- 光の入る量が増えますので、術野の視野の明るさが確保されます。

使用上の注意

鏡面にはロジウムコーティングが施されていますので、探針やスケーラー等の先端が鋭利なインストルメントが触れない状態で消毒・滅菌を行ってください。

※ご使用前にオートクレーブ(湿熱)滅菌(132°/12分)をおこなってください。

| 種類 | 数量 | 価格 | サイズ |
|--------------|------|---------|---------|
| #000 | 6枚入 | 16,500円 | 10mm |
| #0 | 6枚入 | 7,800円 | 14mm |
| #4 | 12枚入 | 7,800円 | 22mm |
| #5 | 12枚入 | 7,800円 | 24mm |
| チークリトラクター #4 | 6枚入 | 17,700円 | 22mm |
| チークリトラクター #5 | 6枚入 | 17,700円 | 24mm |
| JDSミラーホルダー | 3本入 | 1,500円 | 全長129mm |



原寸大サイズイメージ

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は