

ご愛顧キャンペーン

レンフェルト コブラ・ガラスビーズ

平素は日本歯科商社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「レンフェルト コブラ・ガラスビーズご愛顧キャンペーン」を
実施いたします。ぜひこの機会にご用命ください。

期間
2024年3月21日～
2024年4月19日

コブラ

Cobra

粒子形状が均一で、純度が99.5%の酸化アルミナです。
珪肺症の原因となる二酸化ケイ素含有量は0.06%以下である
という、ドイツのDIN8201/6規格に適合しています。

価格 (各5kg)

25 μ m	15,000円
50 μ m	7,500円
90 μ m	7,500円
110 μ m	7,500円
125 μ m	7,500円
250 μ m	7,500円



ガラスビーズ

Glass beads

金属表面を滑らかに仕上げます。

表面圧縮処理、義歯の清掃（石膏、歯石）

価格 (5kg) : 50 μ m ~~6,500円~~

表面圧縮処理、ノンプレシヤスマタルの
艶消しや艶出し処理

価格 (5kg) : 100 μ m ~~6,500円~~

コブラ 25 μ m	個	コブラ 125 μ m	個
コブラ 50 μ m	個	コブラ 250 μ m	個
コブラ 90 μ m	個	ガラスビーズ 50 μ m	個
コブラ 110 μ m	個	ガラスビーズ 100 μ m	個

特別価格にてご提供！

特別価格のお問い合わせについては、お取引のディーラーまでお願いします。

ご注文日 2024年 月 日

お名前

貴医院名又は
歯科技工所名

お取引の
ディーラー名

ご住所

TEL - -

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は