

全自動義歯洗浄システム

シンプロ 発売記念キャンペーン

Renfert

ドイツ・レンフェルト社

実施期間 2010年1月5日～3月19日

平素は日本歯科商社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「**シンプロ発売記念キャンペーン**」を実施いたします。
期間中にシンプロをお買い上げの方に、
専用洗浄液ユニバーサルとニコクリーンをセットにして特別価格にてご提供いたします。
ぜひ、この機会に日本歯科商社製品をご用命ください。



シンプロは35°に傾いた洗浄槽とクリーニングピンおよび専用洗浄液で頑固に付着した歯石やプラークを機械的、化学的に除去し洗浄します。

确实

優れた洗浄効果
斜めドラム式と
クリーニングピン


簡単

誰でも簡単操作
セットして
スタートキーを押すだけ


清潔

口腔環境の改善
患者さんの
満足度アップ

洗浄例



回転数2000RPM 洗浄時間30分間



回転数2000RPM 洗浄時間30分間



シンプロ専用洗浄液
ユニバーサル
2L×2本



ニコチン洗浄液
ニコクリーン
2L×2本

セット価格合計
164,400円のところ

【シンプロ】 希望医院価格 148,000円(税別)
【ユニバーサル】 希望医院価格 8,200円(税別)
【ニコクリーン】 希望医院価格 8,200円(税別)

特別価格
148,000円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は