

キャンペーン期間:2010年6月21日～8月20日

デジタルX線CCDセンサー用ディスプレイカバー

DSソフトカバー DS soft cover

発売一周年記念 キャンペーン

キャンペーン期間中に限り、

100個

+

試用サンプル
5個セット

でご提供します。


- 唾液をしっかりと遮断します。
- センサー納入部に柔らかいスポンジを採用。
- 患者さんの痛みや違和感を軽減します。
- スポンジの表面性状により、滑らず撮影部位をしっかりと保持できます。



◀ DSソフトカバーを使用しますと、センサーを上から縦に口腔底方向に押さえてもスポンジのクッション効果により痛みを感じません。

詳しくは
<http://www.dssoftcover.jp/>まで

使いやすい、
患者さんにやさしい
センサーカバーです!



装着例

【包装(入り数)】100個
【サイズ】145×40mm(スポンジ部内寸 35×53mm)
【希望医院価格】2,500円(税別) 【日本製】

※CCDセンサーのサイズにより、一部使用出来ないものがありますので、販売店にご相談下さい。
※本製品は材料及び製造から包装まで全て日本製です。
※本製品は医療用器具の溶出物検査をクリアしております。

日本国特許第4491625号
国際特許出願済



販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪本社:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は