

# レンフェルト モデルトリマ MTプラスキャンペーン


■実施期間: 2010年11月1日~12月28日

平素はレンフェルト製品に格別のお引き立てを賜りまして、厚く御礼申し上げます。  
その感謝の気持ちを込めまして、「レンフェルト MTプラスキャンペーン」を  
開催いたします。期間中、MTプラスとマラソンドィスクセットで  
特別価格にてご奉仕させていただきます。  
どうかこの機会にお買い求めくださるようお願い申し上げます。



\*写真はマラソンドィスク装着

## Marathon マラソン



ウェット・ドライ両タイプ対応  
(パーシャルダイヤモンドディスク)  
石こうの種類に関係なく、思い通りにトリミングできます。  
マラソンドィスク 1枚 125,000円(税別)

「MTプラスと  
マラソンドィスクセット」



キャンペーン価格:  
**240,000円(税別)**


ドライ(乾式)対応型

## モデルトリマ MTプラス

一般的名称: 歯科技工用トリマ  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104030165

MT plus Ref.1803-5000

- ハイパワーで回転数が従来品の2倍(2,870/3,440 rpm)ですので、短時間に切削面が滑らかに仕上がります。
- クリテフィックス(シリコンカーバイドディスク)は耐久性に優れており、交換はマジックテープ式ですので簡単です。
- 本体はポリウレタン製ですので錆の心配がありません。
- 注水は電源と連動しており、操作が簡単です。
- ドライタイプでご使用いただくと、石こう模型の二次膨張がなく、精密な模型が仕上がります。



希望医院価格: 240,000円(税別)  
本体1台、クリテフィックス(シリコンカーバイド)  
ディスク<80メッシュ> 1枚

仕様  
●電源・電圧=100V、50/60Hz ●消費電力=1,200W  
●回転数=2,870/3,440r.p.m ●ディスクサイズ=Φ234mm  
●トリミングテーブル=W110×D120mm  
●外形寸法=W298×D412×H318mm ●重量=13.5kg  
※ドライタイプで使用される場合は、集塵機と接続してください。