

Eline 滅菌ロール & JDS 滅菌ポーチ 新規採用キャンペーン!!

Eline 滅菌ロール各サイズ & JDS 滅菌ポーチを

新規採用キャンペーン

特別価格

にて
ご提供致します!!

〈キャンペーン期間〉

2020年 **8/21** [金]

~ **10/20** [火]




Eline 滅菌ロール

- ロールタイプなので、任意の長さで自由にカット可能。
- 医療機器の包装に関する国際規格ISO-11607-1準拠。
- 滅菌条件の通過確認が容易にできるプロセスインジケータを採用。
- リントフリーなのでクラスBのオートクレーブにも適しています。



※現物とは多少異なります。



※ ヒートシーラー使用例 [別売品] hd310 WS-8 195,000円

サイズ	通常価格
50mm×200m	3,000円 ▶▶▶
100mm×200m	5,000円 ▶▶▶
200mm×200m	8,900円 ▶▶▶

特別価格



JDS 滅菌ポーチ

- オートクレーブ、ケミクレーブは青色から濃緑色に、EOGは赤色から黄色に変わるインジケータ付き。
- シールは容易なセルフシール方式。

サイズ	通常価格
90mm×230mm	1,300円 ▶▶▶
Mサイズ(200枚入り)	

特別価格

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください
<http://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ [販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は