

# JDS CAD/CAMディスク 新規採用キャンペーン!!

キャンペーン期間  
2021年  
4/21 水  
~5/20 木

期間中、下記商品を特別価格にてご提供させていただきます!

歯科切削加工用セラミックス  
JDS Zirconia

## NEXT Series



### JDSジルコニアNEXT スタANDARD

高い強度を持ち、前歯部から臼歯部まで  
幅広く対応(曲げ強度1200±200MPa)

色調	厚さ	価格
S0	14mm	<del>20,000円</del>
S1	18mm	<del>24,000円</del>
S2	22mm	<del>28,000円</del>
S2	25mm	<del>32,000円</del>

特別価格

### JDSジルコニアNEXT エナメル

高い透過性を保ちながら優れた強度を実現。  
連結用としても使用可能

色調	厚さ	価格
E0	14mm	<del>23,000円</del>
E1	18mm	<del>29,000円</del>
E2	22mm	<del>36,000円</del>
E3	25mm	<del>40,000円</del>

特別価格

### JDSジルコニアNEXT マルチグラデーション

『Zpex4』を100%使用による3層グラデーションで、  
VITA Shadeの色調を確実に表現できます。

色調	厚さ	価格
EMA1 A1	14mm	<del>27,000円</del>
EMA2 A2	18mm	<del>35,000円</del>
EMA3 A3		
EMA3.5 A3.5		

特別価格

【スタンダード/エナメル/マルチグラデーション】

一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 228AKBZX00068A01


歯科切削加工用セラミックス

## JDS Zirconia Disk

Multilayer JDSジルコニアディスク マルチレイヤー



- 異なるジルコニアを積層し、高い強度を実現
- 階調差の少ない積層で、自然な色調を表現
- 透光性のグラデーションにより、自然な透明感を創出
- 前歯部クラウンから臼歯部ブリッジまで、幅広い用途に対応



色調	厚さ	価格
A1	14mm	<del>34,000円</del>
A2	16mm	<del>36,000円</del>
A3	18mm	<del>38,000円</del>
A3.5	22mm	<del>46,000円</del>

特別価格

一般的名称: 歯科切削加工用セラミックス 医療機器分類: 管理医療機器 医療機器認証番号: 228AKBZX00080000

歯科切削加工用レジン材料

## JDS PMMAディスク



プロビジョナル作製をスムーズに

- ミリングバーへのまとわりが  
少ない優れた切削性
- 高い研磨性による作業効率の向上
- 新色 プリーチング色BL2 新発売!

色調	厚さ	価格
クリア A1	15mm	<del>4,500円</del>
A2		
A3		
BL2	20mm	<del>特別価格</del>

一般的名称: 歯科切削加工用レジン材料 医療機器分類: 管理医療機器 認証番号: 227AFBZX00091A01

歯科用キャストワックス

## JDS WAX DISK JDS ワックスディスク



- 樹脂フレーム採用により、ディスク保持部が割れにくい
- 診断用ワックスアップに最適なアイボリー色  
(アイボリー色は着色材に酸化チタンを使用しています)
- 石こう系埋没材の急速加熱にも対応
- 削りやすい・溶かしやすい・盛り直ししやすい!  
(溶解温度76℃)

色調	厚さ	価格
グリーン	20mm	<del>3,000円</del>
アイボリー	20mm	<del>3,000円</del>
グリーン	14mm	<del>3,000円</del>

特別価格

一般的名称: 歯科用キャストワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 27B2X00008000071

サイズ: φ98.5

## JDS CAD/CAMミリングバー

CAD/CAM切削加工にかかせないミリングバーが日本歯科商社から登場!  
ローランド社製のミリングマシンに対応!

### ダイヤモンドコート仕様

φ0.8 mm	0.8-DIA-R 首下長: 12mm		<del>17,000円</del>
φ1.0 mm	1.0-DIA-R 首下長: 12mm		<del>17,000円</del>
φ2.0 mm	2.0-DIA-R 首下長: 16mm		<del>17,000円</del>

特別価格

### DLC(Diamond-Like-Carbon)コート仕様

φ0.8 mm	0.8-DLC-R 首下長: 12mm		<del>8,500円</del>
φ1.0 mm	1.0-DLC-R 首下長: 12mm		<del>8,500円</del>
φ2.0 mm	2.0-DLC-R 首下長: 16mm		<del>8,500円</del>

特別価格

仕様: 刃形状: ボール シャンク径: 4mm 全長: 50mm 包装: 1本入り

■一般的名称: 歯科用研削器材 ■医療機器分類: 一般医療機器 ■届出番号: 13B2X10104240337

ご用命は

ジーシーグループ [販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288