

超音波洗浄器

Easyclean イージークリーン

SUMMER
キャンペーン

キャンペーン期間

2021.6/21^{MON}
-9/30^{THU}

平素は日本歯科商社製品をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、レンフェルト社の超音波洗浄器 イージークリーン SUMMERキャンペーンを実施いたします。
是非、この機会にご用命ください。

温度調節機能(30~80℃)

5℃単位で洗浄物に応じた温度設定が可能です。
温度が高いと器具やバーのしつこい汚れが落ちやすく、
洗浄時間の短縮につながります。50℃5分の洗浄で
研磨後にクラウン表面に付着した研磨材の油脂が
きれいに除去できます。

ガス抜き機能(デガスモード)

超音波の洗浄効果を
促進させるため溶液中に含まれる
微細な気体を取り除きます。

スweep機能(sweepモード)

超音波の周波数を
連続的に変化させ均等にする
ことで、洗浄ムラを抑制します。



イージークリーン
注文No.1850-1000
価格 140,000円



付属品
ステンレスバスケット
注文No.1850-0003
価格 12,500円



付属品
プラスチックカバー
注文No.1850-0001
価格 6,000円

別売品の中から
便利な2点をご用意!

ステンレスカバー



注文No.1850-0002
価格 12,000円

別売品
ビーカー600mL

注文No.1850-0006
価格 4,000円

プラス

ステンレスカバーとビーカー 600mL
をセットにして

特別価格にてご提供!!

一般的名称：器具除染用洗浄器 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104030350 ※価格は希望医院価格です。(価格に消費税は含まれておりません)

ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は