

Eline 滅菌ロール & JDS 滅菌ポーチ 新規採用キャンペーン!!

Eline 滅菌ロール各サイズ & JDS 滅菌ポーチを

新規採用キャンペーン

特別価格


にて
ご提供致します!!

感染予防対策に! ニーズに合わせて
お選びいただけます。

〈キャンペーン期間〉

2021年 **12/21** [火]

~2022年 **1/20** [木]




Eline 滅菌ロール

- ロールタイプなので、任意の長さで自由にカット可能。
- 医療機器の包装に関する国際規格ISO-11607-1準拠。
- 滅菌条件の通過確認が容易にできるプロセスインジケータを採用。
- リントフリーなのでクラスBのオートクレーブにも適しています。

※オートクレーブの故障の原因となる、リント(紙粉)の発生が極めて少ないため、故障のトラブルを軽減します。



※現物とは多少異なります。



※ ヒートシーラー使用例 [別売品] hd310 WS-8 195,000円

サイズ	価格
50mm×200m	3,000円 ▶▶▶
100mm×200m	5,000円 ▶▶▶
200mm×200m	8,900円 ▶▶▶

特別価格

JDS 滅菌ポーチ

- オートクレーブ、ケミクレーブは青色から濃緑色に、EOGは赤色から黄色に変わるインジケータ付き。
- シールは容易なセルフシール方式。

サイズ	価格
90mm×236mm	1,300円 ▶▶▶
Mサイズ(200枚入り)	

特別価格

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



※ 価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。