

こだわりのある人気のミラーです

# Röder フロントサーフェイスミラー 新規採用キャンペーン

キャンペーン期間：2021年2月22日～3月19日

フロントサーフェイスミラーのココがおすすめ!!



- 表面反射タイプにより、反射像が二重にならないので、マイクロスコープやルーペを使用した治療に適しています。
- 特殊なロジウムコーティングを施しているため、直視に近い明るい反射像が得られます。
- 反射像が二重にならないので、目にかかる負担が軽減されます。

\*ご使用前にオートクレーブ滅菌(132℃/12分)をおこなってください。

## 同社製品比較写真



## 種類一覧

種類	数量	サイズ(鏡枠外径)	価格
#000(マイクロ用)	6枚入	10mm	11,000円
#0	6枚入	14mm	5,000円
#4	12枚入	22mm	5,000円
#5	12枚入	24mm	5,000円
チークリトラクター#4	6枚入	22mm	12,000円
チークリトラクター#5	6枚入	24mm	12,000円
ハンドル	1本	全長124mm	900円

キャンペーン期間中にミラーをご購入いただくと、『専用ハンドル(通常¥900)』を1つ進呈いたします。



ミラー各種1箱+専用ハンドル

期間中、上記特別セットを**特別価格**でご提供致します。

ジーシーグループ [製造販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
 大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
 北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
 九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は