

ローランド社製、アマン・ギルバッハ社製のミリングマシンに対応！

# JDS CAD/CAMミリングバー 新規採用キャンペーン

キャンペーン期間：2023年6月21日～7月20日



高い切削力、耐久力でコスト削減！

## ローランド社製ミリングマシン対応

**ダイヤモンドコート仕様** 価格：各 17,000円

ハイブリッドレジンに  
仕様 刃形状：ボール シャンク径：4mm 全長：50mm 包装 1本入り

φ0.6 mm	0.6-DIA-R <b>New!</b>		刃下長：10mm
φ0.8 mm	0.8-DIA-R		刃下長：12mm
φ1.0 mm	1.0-DIA-R		刃下長：12mm
φ2.0 mm	2.0-DIA-R		刃下長：16mm

**DLC(Diamond-Like-Carbon)コート仕様** 価格：各 8,500円

ジルコニア、PMMA、ワックスのミリングに  
仕様 刃形状：ボール シャンク径：4mm 全長：50mm 包装 1本入り

φ0.6 mm	0.6-DLC-R <b>New!</b>		刃下長：10mm
φ0.8 mm	0.8-DLC-R		刃下長：12mm
φ1.0 mm	1.0-DLC-R		刃下長：12mm
φ2.0 mm	2.0-DLC-R		刃下長：16mm

## アマン・ギルバッハ社製ミリングマシン対応

**ダイヤモンドコート仕様** 価格：各 17,000円

ハイブリッドレジンに  
仕様 刃形状：ボール シャンク径：3mm 全長：47mm 包装 1本入り

φ0.6 mm	0.6-DIA-A		刃下長：12mm
φ1.0 mm	1.0-DIA-AS(ショートタイプ) <b>New!</b>		刃下長：12mm
	1.0-DIA-A		刃下長：16mm
φ2.5 mm	2.5-DIA-A		刃下長：18mm

**HC(ハートコート)仕様** 価格：各 9,000円

ジルコニア、PMMA、ワックスのミリングに  
仕様 刃形状：ボール シャンク径：3mm 全長：47mm 包装 1本入り

φ0.6 mm	0.6-HC-A		刃下長：12mm
φ1.0 mm	1.0-HC-A		刃下長：16mm
φ2.5 mm	2.5-HC-A		刃下長：18mm

一般的名称：歯科用研削器材 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104240337

**期間中、特別価格**でご提供いたします！

【関連製品】

**NEW**

歯科用切削加工用セラミックス  
●JDSジルコニア NEXT マルチプレミアム



- 前歯・臼歯部クラウン
- 3本ブリッジ
- 前歯部4本ブリッジ

色調と物性		透過度	曲げ強度	焼成温度
色調	(VITA Shade)			
MA1	A1	49%	700MPa	1,500℃
MA2	A2		750MPa	
MA3	A3		900MPa	
MA3.5	A3.5		1,100MPa	



価格	
厚さ	価格
14mm	各30,000円
18mm	各38,000円

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス  
医療機器分類：管理医療機器  
医療機器認証番号：226AKBZX00068A01



※価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれておりません）。

ジーシーグループ

[販売元]

ご用命は



### 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288