

オクルテック

新規採用キャンペーン

キャンペーン期間 10月21日～11月19日

粒子が細かく均一に噴霧できる、速乾性のパウダースプレーです。
金属床やクラウン、インレー内面に噴霧した後、模型にセットし接触箇所をチェック
します。広域用ノズル(透明)とスポット用ノズル(緑)が付属しています。
流水またはスチームクリーナーで洗浄できます。



広域用透明ノズル



スポット用グリーンノズル

- ・皮膜の厚さ
スポット用グリーンノズル:12～16 μm
広域用透明ノズル:8～12 μm
- ・粒子のサイズ:最大4 μm

好みに応じて2色選べます。

- ・オクルテック 緑(75mL) 1935-0000
- ・オクルテック 赤(75mL) 1935-1000

定価2,200円のところ…

特別価格

にてご提供致します！

ジーシーグループ [販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は…