

TDシリーズ

ご愛顧感謝キャンペーン

キャンペーン期間
2021年


10/21
(THU)

11/19
(FRI)

日頃のご愛顧に感謝し、「TDシリーズご愛顧感謝キャンペーン」を実施いたします。
是非この機会にご用命ください。

急速加熱型石膏系埋没材

ティーディークリスト 30



写真提供：齊藤満也氏 (KIRINJI)

特長

- 練和開始から30分後に700℃に昇温したリングファーンネスへ入れることが可能
- 滑らかで流動性が良く、優れた操作性
- 低混水比 (W28/PW=0.28) で、鑄型強度が大幅に向上。亀裂やバリを抑制
- 十分な操作余裕時間があり、一度の練和で複数のリングへの埋没が可能
- 混水比を変えると、膨張量を調整でき適合を変えることが可能

混水比 (粉末に100gに対して) : 28mL

内容量 3kg

価格 3,200円

一般的名称：歯科鑄造用石膏系埋没材 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：27B2X00008000046

3Dプリンター専用急速加熱型リン酸塩系埋没材

ティーディー ベスト スリーディー



一般的名称：歯科高温鑄造用埋没材 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：27B2X00008000071

特長

- 通気性の向上により、急速加熱が可能
- 余裕の操作時間で高い操作性を実現
- 混液比の調節で安定した適合精度を獲得

[粉末] 10kg (400g×25)

価格 15,000円

[液体] 1,000mL

価格 3,200円

急速加熱型リン酸塩系埋没材

ティーディーベストプレス



一般的名称：歯科高温鑄造用埋没材 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：27B2X00008000052

特長

- コストパフォーマンスに優れたプレスセラミック用埋没材
- プレス後の強度が低く掘り出しが容易に短時間でできる
- 専用液の希釈率により、膨張率の調整 (1.6~2.2%) が可能

混液比 粉末/液=110/25 (標準粉末比 0.23)

[粉末] 2.2kg (110g×20) 価格 11,000円

[専用液] 500mL 価格 2,200円

非吸水性ライナー材

ティーディー キャスティングライナー



各30m巻 厚さ0.7mm

特長

- 滑らかで高い柔軟性
- 非吸水性で安定した膨張
- 生体溶解性ファイバー採用

価格 #1 幅32mm 2,500円

#2 幅42mm 3,500円

#3 幅48mm 4,000円

非吸水性鑄造用リングライニング材

ティーディー シリコンライナー



特長

- お使いのリングにピッタリフィット
- 繰り返し使えて、とってもエコ

長さ290mm 幅80mm 厚さ3.0mm 耐熱温度120℃

内容量 1枚入 価格 2,000円

期間中、TDシリーズ各製品を**特別価格**にてご提供!!

※価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は