


歯科用超硬質石こう

「ティーデイトライロック」

数量限定

トライアルキャンペーン

実施期間：2021年3月22日～2021年5月20日



* 実際の製品の色と多少異なる場合がございます。

(キャンペーン内容)

ティーデイトライロック 1kg **価格：600円**
(色調：ビュアアイボリー)

(通常製品仕様)

ティーデイトライロック 3kg **価格：2,800円**

一般的名称：歯科用硬質石こう 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：27B2X00008000070

(製品特徴)

- 練和泥の盛り上げやすさと流しやすさを両立したチキソトロピー性
- 安定した低い硬化膨張率
- トリミング時のチッピングのしにくさ

(基本物性)

- ・標準混水量(粉末100gに対して):22mL
- ・硬化時間:10分
- ・硬化膨張率:0.06%
- ・圧縮強度(1時間後):51MPa

期間中、トライアルパック(1kg)を販売させていただきます!!

ご用命は



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288