

高精度な補綴修復物の製作を支える超硬石こう

数量限定
特別価格！

上質な
超硬石こう！

1kgでお試しいただけるチャンスです！

ティーディー トライロック1kg

1ユーザー様

1個限り！

新規採用キャンペーン

キャンペーン期間：2023年4月21日～5月19日



<キャンペーン内容>

ティーディー トライロック1kg

トライアルキャンペーン

色調:ピュアアイボリー 特別価格

<通常製品仕様>

ティーディー トライロック3kg

色調:ピュアアイボリー 価格:¥2,800

◆特長

- 練和泥の盛り上げやすさと流しやすさを両立したチキソトロピー性
- 安定した低い硬化膨張率
- トリミング時のチップングのしにくさ

◆基本物性

- 標準混水量（粉末100gに対して）：22mL
- 硬化時間：10分
- 硬化膨張率：0.06%
- 圧縮強度(1時間後)：51MPa



一般的名称：歯科用硬質石こう 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：27B2X00008000070

期間中、トライアルパック (1kg) を販売させていただきます！

※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

【ご注文書】

※キャンペーン品は1ユーザー様1個、こちらの注文書へ記入分に限りです。

医療機関名		ご芳名	
ご住所			
TEL			
FAX			
お取引先ディーラー様		ご担当者様	

製品名

超硬石こう
ティーディー
トライロック1kg
トライアルキャンペーン
特別価格

※価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれておりません）。

ジーシーグループ

〔販売元〕

ご用命は



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288