

歯科医院専売歯ブラシ
JDS フレッシュ



国産品で患者さんがお求めやすい価格の歯科医院専売歯ブラシです。ソフトとミディアムの2種類をご用意いたしました。



S(ソフト) M(ミディアム)


包装	価格
S(ソフト)クリア	¥7,500
M(ミディアム)クリアグリーン	

歯ブラシ/歯磨材

三宝はぐきみがき、ガムテック、デンタパールW、シェルピカ

三宝はぐきみがき

微細塩化ナトリウム配合。歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状の緩和。



包装	価格
三宝はぐきみがき 125g×12個	¥9,120

ガムテック

歯ぐきのマッサージ専用歯ブラシ。ソフトタッチのシリコンゴム製ですので、傷つきやすい歯ぐきや顎底粘膜のマッサージに適しています。



包装	価格
ガムテック 10個	¥6,000

デンタパールW

フッ素とハイドロキシアパタイトの前駆物質β-TCP(基剤)を2重チューブに充填した、新しい発想の歯みがきです。



包装	価格
デンタパールW 108g	¥1,600

シェルピカ

ホタテの貝殻を原料とした、ハイドロキシアパタイトを35%も配合した薬用ハミガキ剤です。



包装	価格
シェルピカ 80g	¥1,440

歯ブラシ
デマックスA

専門医と共同開発した歯周病対策に最適な歯ブラシ。2段階植毛が歯周ポケットまでブラッシングできます。「デマックスA」を併用するとさらに効果的です。



包装	価格
1本	¥285

歯磨剤
デマックスA

歯肉炎・辺縁性歯周炎・口臭の原因菌にすぐれた抗菌力。3種の生薬成分が治療効果を高めます。



包装	価格
70g×10個	¥7,120

歯ブラシ
モアクリーン

2段階植毛の効果で毛先が確実に歯周ポケットの奥までとどきます。

仕様	特徴
アダルト	2段階毛先の長さの差を少し大きめにし、歯肉の衰えてきた中高年の歯周病の予防に適します。
コンパクト	コンパクトなヘッドと細いネックは臼歯部まで無理なく届き、確実なブラッシングが行えます。
スリム	スリムなヘッドとシャープなネックは口腔内をすみずみまで無理なく届き、磨き残しが起こりません。
チャイルド	かわいいくまがお子様の歯磨きを手助けしてくれます。手の小さな子供でもしっかり握れるグリップ形状です。



包装	価格
アダルト	20本 ¥6,200
コンパクト	
スリム	
チャイルド	

乳歯ブラシ
テデオ じぶんでみがけた 乳歯ブラシセットSTEP2

子どもの「みがきたい」気持ちとママ・パパの安心感におこたえした、テデオ乳歯ブラシ専用カバーです。柔らかいベルトが小さなお子さまの手にぴったりフィットし、またのど突きにくいプレート付なので、お母さんも安心してひとりみがきトレーニングをさせることができます。歯ブラシは、「乳歯ブラシ 前歯がはえたらね」がセットされています。

包装	価格
1個	¥700



乳歯ブラシ
テデオ じぶんで歯みがき 乳歯ブラシ 前歯がはえたらね

毛先は柔らかくて、長めのナイロン製です。のど突きに配慮して、ブラシ柄の先は柔らかく丸い形状になっています。



包装	価格
1本	¥270

義歯ブラシ
ザ・デンチャーズ



握りやすいハンドル形状のため、使いやすく簡単に磨くことができます。2種類のナイロン毛(透明・茶色)があり、汚れにあわせて使い分けできます。



仕様 ハンドル:ポリプロピレン製 毛:ナイロン
耐熱温度:80℃

包装	価格
ディスプレイ包装・6本	¥2,400

歯科用グローブ
VIP GLOVE ニトリルタイプ ライト New

伸長性に優れた極薄ニトリル素材を採用し、装着しやすく引っ張り感が少なく良く手になじむラテックスフリーのグローブです。また、250枚入りの大容量でコストパフォーマンスに優れています。

仕様 サイズ:XS、S、M、L

包装	価格
各250枚 オープン	

一般的名称: 歯科用手袋 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104050352





保護めがね ホギーズ・アイガード

- 超軽量25gで抜群のフィット感
- 優れたスタイルとデザイン
- 強靱なポリカーボネート製
- UVカット及び曇り止め加工
- しっかり固定できるサポートコード

仕様 L:幅155mm(ブルー)
M:幅145mm(ホワイト・イエロー・ブルー・ピンク・レッド・レッドピンク・ブラック)
S:幅135mm(ピンク・レッド・レッドピンク)

包装	価格
1個(サポートコード1本付)	¥4,400

別売品

包装	価格
サポートコード 1本	¥600



医療用保護めがね ユーベックス保護メガネ

曇り止めコーティング加工済で軽量&フレキシブルなフレームの保護メガネです。



包装	価格
u18(裸眼用) 約18g	¥3,500

保護めがね ESSクロスブレード

特殊防曇コーティングと優れた耐衝撃レンズを採用した、アメリカ軍にアイプロテクションとして制式採用されている保護メガネです。



仕様 色: クリアレンズ、スモークレンズ

包装	価格
1個/箱 ※ストラップ、マイクロファイバーバッグ、 ノーズクリップ(NARO)付	¥18,000

ノンアルコール除菌ワイパー ソフライト

ノンアルコールで、清拭する材質への影響がほとんどありません。丈夫な不織布を使用しているので、しっかり拭けてきっちりと洗浄・除菌ができます。双眼ルーペや保護メガネのレンズも傷つけずに拭けます。



包装	価格
ボルトタイプ	
ボルトタイプ 90枚入	¥900
ボルトタイプ詰替用	¥750
バケツタイプ	
バケツタイプ 300枚入	¥5,500
バケツタイプ詰替用	¥3,300
ソフライト除菌Wバウチタイプ	¥1,000

次亜塩素酸ナノ洗浄液 JDS ルーペ専用除菌クリーナー

特許製法による安定化弱酸性の次亜塩素酸に、同じく特許製法によるナノ洗浄成分を配合し、除菌・洗浄・消臭が同時に発揮される洗浄液です。

包装	価格
容量 100cc	¥2,000



歯科用グローブ バイोजェル パウダーフリー 滅菌済

1双包装された滅菌済のラテックスグローブで外科的処置に適しています。

仕様 サイズ:5.5,6.0,6.5,
7.0,7.5,8.0,8.5

包装	価格
50双	¥12,500

一般的名称:天然ゴム製手術用手袋
医療機器分類:管理医療機器
届出番号:222ADBZX00017000



歯科用ディスプレイエプロンドレープ JDS エプロンドレープ

表面は吸水性の高い不織布、裏面は防水加工で患者さんの顔と衣服を水しぶきや切削片から保護します。
ドレープ使用時は開口部の切れ込みを鼻にかけ、オトガイ部を出すように装着することで位置がズレません。
洗口時はドレープ部分をサッと折り返すだけです。



仕様 サイズ:W460×H580mm

包装	価格
1面100枚入	¥2,200

ハンドクリーム ユースキン 180gポンプ

ビタミンEなど4種の有効成分とうるおい成分ヒアルロン酸ナトリウム、ビタミンCを配合した手指の保湿クリームです。皮膚のひび、あかぎれ、しもやけを治し、うるおいのある健康な肌になります。



包装	価格
ユースキン 180gポンプ	¥1,400

別売品

包装	価格
ユースキン 180g つけかえバウチ	¥1,100

歯科用グローブ バイोजェルD

外側が特殊ハイラテックス、内側がポリマーコーティングの積層構造を有しています。この積層構造が粉による問題を排除し、アレルギーのリスクを最少限に抑えます。



仕様 サイズ:5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5

包装	価格
25双	¥6,000

一般的名称:歯科用手袋 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B1X10015SC0001

ディスプレイマスク ブルード抗菌マスク

通気性がよく、バクテリア捕集率が高いフィルターと抗菌剤入り不織布を安全な4層構造で採用。
長時間の装着でも耳が痛くならないポリウレタン系の布巻きゴムです。



包装	価格
1面 ブルー 90×175mm ホワイト 90×145mm ピンク 90×145mm	50枚 ¥1,500

デンタルウイルスガードフィルム 光触媒サガンフィルム

太陽光、院内の蛍光灯、LEDライト、無影灯の明かりなどによって抗菌効果、脱臭効果を発揮するデンタルウイルスガードフィルムです。



使用例

包装	価格
1枚 A4シートタイプ	¥6,800

高機能クリーニングウエス NEWラックワイブ

塩化ベンザルコニウム(0.05%以上)を含有した超極細繊維不織布洗です。ミクロの繊維で汚れを掻き取る業務用ウエスでプラスチックやスチール製品の塗装表面を傷つけません。



包装	価格
50枚入	¥880

滅菌バッグ JDS 滅菌ポーチ

オートクレープ、ケミクレープは青色から濃緑色に、EOGは赤色から黄色に変わるインジケータ付きです。シールは容易なセルフシール方式です。



仕様 サイズM(90×230mm)

包装	価格
1面(200枚)	¥1,600

滅菌バッグ Eline滅菌ロール

EN13060クラスB準拠の滅菌器に対応する滅菌バッグです。ロールタイプなので、任意の長さで自由にカットできます。オートクレープの故障の原因となる紙粉(リント)の発生が極めて少ないため安心して使用できます。



仕様 各200m巻

包装	価格
幅200mm	オープン
幅100mm	
幅50mm	

除菌・消臭スプレー SteriNa(ステリナ)

瞬間・強力除菌ができる次亜塩素酸ナトリウム。弱アルカリ性で人体への影響がないことが実証されており、チェアから受付、トイレまで幅広く安心してお使いいただけます。



仕様 成分：精製型次亜塩素酸ナトリウム・純水(有効塩素濃度200ppm)

包装	価格
300mL	¥1,300
10L	¥16,500

次亜塩素酸ナトリウム噴霧器 SteriNa(ステリナ)超音波噴霧器

長期の保存ができ人体にもやさしい除菌・消臭剤のSteriNa(ステリナ)専用超音波噴霧器です。特殊加工の対腐食性に優れた超音波振動子を採用し、高い耐久性を実現しました。



包装	価格
本体	¥46,000
噴霧器専用 SteriNa(ステリナ) 100ppm 20L	¥20,000

歯科用アルカリ性洗浄剤 ケディクリーンTZK

リーマやファイルなどの汚れ(血液・タンパク質・歯科セメント)を総合的に除去する洗浄剤です。



仕様 標準使用濃度:2%希釈

包装	価格
2L	¥16,500

アルジネート系印象材剥離剤 ケディクリーンMR

浸漬するだけでアルジネート印象材を強力に剥離します。



仕様 性質:アルカリ性

包装	価格
粉900g	¥6,500

一般浸漬、超音波兼用洗浄剤 シーメスAL

特殊抗菌剤・CAE・特殊界面活性剤を配合し、滅菌前の菌数を減少しタンパク質系の汚れや脂肪系の汚れに対し強力な洗浄力を発揮する優れた除菌洗浄剤です。使用濃度:5~200倍希釈



包装	価格
2L	¥4,290
4L	¥8,470

歯科用アルカリ性洗浄剤 ケディクリーンEX

無泡性でジェット式洗浄装置により効果的に汚れを除去します。



仕様 標準使用濃度:0.5%希釈

包装	価格
2L	¥7,800

小器具洗浄剤 トライワン

優れた浸透力と溶解力で血液、脂肪、蛋白質などの有機物を洗浄します。



包装	価格
4L	¥9,000

バキューム用パイプクリーナー シーメスBC

一週間に一回程度の洗浄でバキュームパイプの汚れを防ぎます。このクリーナーを連続使用していると、ユニット交換時までパイプのメンテナンスが不要になります。使用濃度:5~10倍希釈



包装	価格
2L	¥3,960
4L	¥7,100



噴射型洗浄機用中性洗剤
シーメスESP

高力価蛋白分解酵素配合の無泡性中性洗浄剤です。蛋白分解酵素が強力に汚れを分解除去します。無泡性ですすぎ性に優れ、各種噴射型洗浄機にご使用いただけます。長期間保管しても酵素が劣化しにくく安定性に優れた、新しい酵素配合洗浄剤です。
使用濃度:200倍希釈

包装	価格
4L	¥10,780



血液溶解剤
シーメスEM

厳選された原料で組成された高力価タンパク分解酵素配合の中性タイプの血液溶解剤です。血液・体液などの汚染物質を強力・確実に分解除去するとともに溶液の安全性を高めました。また、金属腐食抑制効果を有しているため、洗浄中のサビの発生を強力に抑制します。
使用濃度:100倍希釈

包装	価格
4L	¥9,800



歯科用浸漬用洗浄剤
シーメスP

タンパク分解酵素を配合した浸漬用の中性洗剤です。優れた洗浄性と高い酵素安定性を有し、一般処置、インプラント治療などで使用した器具類などに付着したタンパク質、血液などの汚れ除去に効果的です。
使用濃度:100倍希釈

包装	価格
1L	¥4,840



血液溶解洗浄剤
シーメスBL

化学的洗浄で器具にやさしい中性タイプです。リネン類のシミ(血液汚染)も、スプレーして洗濯機にかけるだけでがんごな汚れを落とすきれいに仕上がります。
使用濃度:原液

包装	価格
500mL(スプレー容器)	¥3,190
1L	¥4,510
2L	¥8,090



全自動義歯洗浄器 シンプロ専用洗浄剤
シーメスDC

食品添加物を主剤とした、歯石除去剤です。容易に除去できないプラークや石灰化した沈着物を除去します。
原液~2倍希釈液でご使用ください。

包装	価格
2L	¥5,000



噴射型洗浄機用アルカリ洗剤
シーメスWD

金属腐食防止剤を配合したハイグレードな除菌洗浄剤です。ウォッシュャーディスインフェクターをはじめとする噴射型洗浄機専用開発された、無泡性のアルカリ洗浄剤です。金属腐食防止剤を配合し、ステンレス器材はもちろんのこと、アルミ・銅・真鍮へのダメージを従来のアルカリ洗浄剤に比べ大幅に軽減することができました。
使用濃度:300倍希釈

包装	価格
4L	¥6,600



歯科用印象、模型用硬石こう用特殊除菌洗浄剤
シーメスLN

歯科用印象や模型用硬石こうの表面に付着した汚染物質を簡単に落とせるまったく新しいタイプの除菌洗浄剤です。義歯の修理なども洗浄処理することで、安心して次の作業に移れます。
使用濃度:原液

包装	価格
2L	¥6,160
4L	¥11,880



アルジネート印象材用トレークリーナー
シーメスTC2

アルジネート印象材やトレーの種類を選ばず、浸漬するだけでトレーから使用後の印象材を取れやすく、ノーブラッシングでトレー洗浄ができます。

包装	価格
粉末 1kg	¥2,640



歯科用ルーージュクリーナー
ルーージュレス

義歯、補綴物などに付着した油脂、ルーージュ等の除去用で、すすぎも簡単に入ります。
使用濃度:10~20倍希釈

包装	価格
2L	¥4,290



歯科用小器具用防錆洗浄剤
ラストリン

すぐれた浸透力と溶解力でタンパク質、脂肪に対して優れた洗浄作用を発揮し除菌、防錆します。超音波洗浄器との併用により洗浄効果が増大します。
使用濃度:200倍希釈

包装	価格
2L	¥4,730
4L	¥8,470



歯科用除錆洗浄剤
シーメスS

浸漬するだけでサビを取り光沢がよみがえります。歯科診療でご使用の鋼製小物やコップ、その他ステンレス製品にご使用いただけます。使用後は密封容器で保管してください。
使用濃度:5倍希釈

包装	価格
2L	¥4,730
4L	¥9,020



歯科用器具潤滑防錆剤
シーメスIM

ミクロの膜で器具全体をガードして、錆の発生を抑制します。また、安全性の高い成分を使用しておりますので、安心してご使用いただけます。
使用濃度:10~20倍希釈

包装	価格
1L	¥4,290
2L	¥7,700



洗浄プロセスインジケータ アミドブラック10B

簡単な試験で、洗浄後の器材の洗浄度が確認できます。蛋白質に酸性色素(濃い青色)が定量的に結合することを利用した試験です。直接判定法における色素判定法として活用してください。

包装	価格
400mL	¥2,750



洗浄プロセスインジケータ クリーンチェック/クリーンチェックホルダー

洗浄装置の稼働状況をチェックできるプロセスインジケータです。シートの色調によって、洗浄装置の洗浄力を確認できます。



クリーンチェックホルダー



クリーンチェック

包装	価格
150枚	¥15,000
クリーンチェックホルダー1個	¥11,000

口腔内清掃用スポンジブラシ マウスピュア口腔ケアスポンジ

汚れをしっかりとめ取る「さくらカット」(波形の溝付き)のスポンジです。出血が分かりやすい色使いのスポンジです。

包装	価格
紙軸	オープン
10本(S,M)	
50本(S,M,L)	
ブラ軸	オープン
10本(S,M)	
50本(S,M,L)	



口腔ケア製品 マウスピュア口腔ケアジェル

時間が経っても潤いを維持しやすい口腔保湿剤です。ジェルタイプで垂れにくくスッと伸びるのが特長で、ドライマウスのケアや口腔内マッサージの際にお使いいただけます。

包装	価格
ウズ風味 イチゴ風味 レモン風味	1本40g オープン



口腔内保湿用スプレー マウスピュア口腔ケアスプレー

ワンタッチで手軽にうるおいをキープします。ノズル付きで、スプレーの方向が分かりやすくなっています。誤嚥しにくいよう、液に適度な粘性があります。

包装	価格
1本50mL	オープン



口腔内清掃用吸引スポンジ マウスピュア吸引|スポンジ

吸引器に接続して片手で使える吸引スポンジです。スイッチで吸引のオン/オフ切り替えが可能です。吸引口が大きくなり、粘性のある汚れもしっかり吸引します。



包装	価格
5本	オープン
50本	

口腔内マッサージ、清拭用綿棒 マウスピュア口腔ケア綿棒

口腔内マッサージ、清拭用綿棒です。凹凸加工の綿体がお口の中でやわらかくフィットします。綿体は毛羽立ちにくく、口腔内には最適です。



包装	価格
15本	オープン
50本	
300本	

口腔内清掃用ウェットガーゼ マウスピュア口腔ケアウェットガーゼ

在宅介護時の口腔清掃に便利です。ノンアルコールタイプの丈夫な不織布で破れにくいです。保湿成分配合でお口さっぱりレモン風味です。



包装	価格
ボトル1本	100枚
詰め替用	100枚
	オープン

口腔内清掃用吸引歯ブラシ マウスピュア吸引歯ブラシ

吸引器に接続して片手で使える吸引歯ブラシです。スイッチで吸引のオン/オフ切り替えが可能です。歯ブラシの先端部と清掃面に吸引口を設けています。



包装	価格
1本	オープン

口腔内清掃用ガーゼ マウスピュア口腔ケアガーゼ

舌やお口の機能訓練・清掃にお使いいただけます。水に濡れても強く、舌リハビリに最適です。毛羽立ちにくく、柔らかいので口腔内清掃に最適です。

包装	価格
150枚	オープン



口腔内用ウェットティッシュ フィンガーウェット

指にはめて拭くことができる、指サック型で口腔内の汚れを拭きとるウェットティッシュです。

包装	価格
60枚入	¥498



手洗い泡状石けん
シャボネット ユムP-5

SARAYA

香料無添加。泡状で吐出します。
殺菌剤インピルメチルフェノール配合の
手洗い石けんです。

包装	価格
500mL	¥1,010
5kg	¥3,810



ハンドソープ
ホイップウォッシュモイスト

SARAYA

濃密泡でしっかり洗浄しながらうるおいケア
ができる抗炎症成分を配合した医薬部外品
のハンドソープです。

包装	価格
500mL ポンプ付き	¥1,070



手洗いチェッカー
手洗いチェッカー LED

SARAYA

軽く持ち運びに便利なコンパクト設計。箱型
に組み立てて使用します。
手に塗りつけた専用ローションを汚れに
見立てて手を洗い、専用のライトの下で光ら
せませす。適切な手洗いができているか目
で確認できます。

包装	価格
本体1台、ブラックライトLED、 手洗い石けんシャボネット ユムS1本、 手洗いチェッカーローション2本	¥22,800



超音波洗浄機用アルカリ性洗浄剤
パワークイック

SARAYA

無気泡のため、超音波洗浄機での使用に
最適です。器具についた血液・体液、タンパク
質や脂質の除去をスピーディーに行えます。
超音波洗浄機の特性を考慮したスケール
(白残り)が発生しない、すすぎ性の良い洗
浄剤となっています。

包装	価格
4L	¥9,750



速乾性手指消毒剤
ウィルステラVH

SARAYA

ウィルステラVHは、従来の速乾性アルコール
製剤では活性が劣るとされてきたノンエ
ンペローブウイルスを含む、幅広い微生物
に対して効果のある新しい手指消毒剤で
す。保湿剤としてグリセリン、ミリスチン酸イ
ソプロピル、アラントインを配合し、手荒れに
配慮しています。

包装	価格
500mL	¥2,470



ノータッチ式ディスペンサー
ノータッチ式ディスペンサー-GUD-500-PHJ

SARAYA

一切手を触れずにセンサー感知で診療の
タイミングごとに、すばやく衛生的な手洗いや
手指消毒ができます。診療室や受付カウン
ター・洗口コーナーにインパクトを与えるカ
ラーとデザインで、医療の現場に素敵な彩り
をプラスします。
据え置きでも壁付けでも対応可能で、乾電
池式でコンセントのないところでも設置が
可能です。

包装	価格
本体1台	¥9,680

別売品	包装
トレーC型、アルカリ単3乾電池4本	



ペーパータオル
リオレ(Re wole)

SARAYA

再生紙を100%利用したエコ
ペーパータオル。
手洗い時の水気をしっかり拭き
取り、衛生的です。
※1枚のサイズ:220×170mm

包装	価格
200枚×42袋	¥5,045



ペーパータオルホルダー
ペーパータオルホルダーPH-200N

SARAYA

200枚収容のコンパクトタイプ。
据え置きでも壁付けでも使える2WAY仕様です。

包装	価格
1台	¥3,500



ハンドローション
バリアAローション

SARAYA

透明な保護膜を形成し、皮膚を保護します。
使用後のべたつき感がほとんどなく、日常
作業に影響を与えません。
ヒアルロン酸を配合しているため肌をみず
みずしく健やかに保ちます。
手指消毒剤の作用や各種手袋の性能に影
響を与えません。

包装	価格
480mL(ポンプ付)	¥4,950



ハンドローション
プライムバリアローション

SARAYA

保湿と保護、ダブルの作用で手肌を守りま
す。
手肌のうるおいを保ち、角質バリア機能を補
完します。
肌荒れ防止成分、エモリエント成分を配合。
手指消毒剤の作用や各種手袋の性能に影
響を与えません。

包装	価格
300mL(ポンプ付)	¥3,590
60mL(携帯用)	¥810



うがい薬(指定医薬部外品)
うがい薬コロロ

SARAYA

ラウリルジアミノエチルグリシンナトリウム
配合で口腔内の殺菌・消毒・洗浄・口臭の
予防、除去に効果的です。水ですすめて使う
希釈タイプで、甘くさわやかなマイルドミ
ント味となっています。

包装	価格
150mL	¥1,100



ディスポーザブル手袋
ハイブリッドグローブ さくら

SARAYA

プラスチック手袋にニトリル成分を配合することにより従来のプラスチック手袋に比
べて伸縮性やフィット感が向上しました。
アレルギー性接触皮膚炎やラテックスアレルギーに配慮した、加硫促進剤フリー、
パウダーフリー、ラテックスフリータイプです。

仕様 サイズ:XS,S,M,L

包装	価格
1面=各サイズ 150枚	オープン



一般的名称:非天然ゴム製検査・検診用手袋 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:27B1X00120000400

非天然ゴム製検査・診断用手袋

サラヤニトリルグローブ ソフトフィット SARAYA

サラヤニトリルグローブ ソフトフィットは極薄素材を採用し、しなやかなフィット感を実現、長時間の着用でも疲れにくい柔らかさで作業ストレスを軽減します。

仕様 サイズ:XS,S,M,L

包装	価格
1箱 250枚	オープン

一般的名称:非天然ゴム製検査・診断用手袋
医療機器分類:一般医療機器
届出番号:27B1X00120000500



ディスプレイザブルガウン

サラヤ プラスチックガウン(袖つき) SARAYA

最も汚染されやすい体幹前面から腕までを覆う形状で、袖口はゴム袖式です。

仕様 カラー:ブルー

包装	価格
1面 15枚入り	¥1,680



ディスプレイザブルエプロン

サラヤ プラスチックエプロン(袖なし) SARAYA

防水性の高いポリエチレン製で、血液、体液等の湿性生体物質を通さず感染リスクを低減します。

仕様 カラー:1色 ホワイト

包装	価格
1面 50枚入り	¥670



除菌クロス

サラサイド除菌クロス SARAYA

第四級アンモニウム塩、エタノール、アルカリ剤を最適な組み合わせで配合した液を含浸させた清拭クロスです。幅広い微生物スペクトルを発揮します。便座・便器にも使用できます。



包装	価格
容器 250枚	¥3,890
詰替 250枚	¥2,575
ピロータイプ 80枚	¥540

洗浄・除菌クロス

サラヤ環境清拭クロス SARAYA

洗浄成分が汚れを浮かせて除去し、第四級アンモニウム塩が除菌効果を発揮する、中性タイプの清拭クロスです。金属やプラスチックの腐食が少なく、タンパク汚れ、油脂汚れに対して高い洗浄力を有します。



包装	価格
容器 250枚	¥3,640
詰替 250枚	¥2,410
ピロータイプ 80枚	¥540

便座除菌クリーナー

便座きれいくんV SARAYA

便座への影響を配慮し、除菌力をアップしたエタノールを主成分とする便座除菌クリーナーです。トイレのドアノブ、水洗レバーなどにも使用できます。

包装	価格
5L	¥7,570



汚物処理用品

汚物の処理ツールBOX SARAYA

感染リスクの疑いがある汚物(吐瀉物、排泄物など)を処理するときに必要なツールをオールインワンにしました。感染リスクの疑いがある汚物をすばやく安全に処理することができます。



包装	価格
1セット	¥5,600

ノータッチ式ディスペンサー

ウォッシュボン オートソープディスペンサー SARAYA

手をかざすことでセンサーが反応し、適量の泡ハンドソープが吐出されます。手にやさしく、クリーミーな泡立ちで殺菌・消毒ができます。別売のウォッシュボンSフォームと一緒にご使用ください。



ホワイト

仕様 カラー:ホワイト
サイズ:W82×D32×H183mm

包装	価格
300mL	¥4,800

便座クリーナー用ディスペンサー

便座クリーナー用ディスペンサー SC-460 SARAYA

カートリッジボトルに「便座きれいくん」を入れて装着します。レバーを押して液をトイレレットペーパーにひきつけて使用します。

包装	価格
1台	¥5,340



ディスプレイザブルシールドマスク

サラヤシールドマスク20 SARAYA

湿性生体物質から目を守るアイシールドとサージカルマスクが一体になった製品です。これ1枚で目・鼻・口の粘膜を感染源から防衛します。



包装	価格
25枚入	オープン

殺菌消毒用ハンドソープ

ウォッシュボンSフォーム SARAYA

白色の泡状手洗い石けん液で、手にやさしく、クリーミーな泡立ちで殺菌・消毒ができます。



包装	価格
5kg	¥6,160

スクラブハンドクリーナー
ラッキーボーイDⅢα

自然にやさしいカーボンニュートラルの生分解性スクラブを使用。
インレーやクラウンの研磨時に付着する、
がんとこな汚れにお困りの歯科技工、歯科
関係の方におすすめです。

包 装	価 格
1.4kg	¥4,950

