

Dental LED Light Series

LEDライトで口腔内を明るく照射

コード付きライト

21,000Luxで、口腔内を明るく照らし、作業効率を促進します。



デンタルLED UL スポットライトⅢ
マルチタイプ

価格 **36,000**円

一般的名称：汎用光源 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100392



デンタルLED UL スポットライトⅢ
TTLタイプ

価格 **36,000**円

一般的名称：汎用光源 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100392

【構成品】



- ライト ● バッテリーバック
- ACアダプター ● バッテリーバック用ケース(ベルトホルダー付) ● コードクリップ 4個
- クリップオン ● 磁気ライトキャップ 1個

【仕様】

| | |
|-------------|--------------------------------|
| バッテリーバックサイズ | W66.5×D13×H82mm |
| 充電時間 | 約6時間(フル充電) |
| 使用時間 | 約5時間 |
| バッテリー寿命 | 約300回充電 |
| 色温度 | 約6,000K |
| 照度 | 21,000LUX以上 |
| 護光 | 8段階 |
| 重量 | LEDライトコード 36g バッテリーバック 112g |

コードレスライト

コードレスでコードに絡まることがなく、スムーズな診療をサポートします。



デンタルLED
コードレスヘッドライトⅢ

価格 **64,000**円

一般的名称：汎用光源 医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104100378

【構成品】



- コードレスヘッドライトⅢ
- バッテリーコントローラーⅢ×2
- 遮光ライトフィルター ● 充電用コード
- ACアダプター ● クリップオンTTL用
- マイナスドライバー

【仕様】

| | |
|--------|---------------|
| 充電時間 | 約120分 |
| 照射時間 | 約150分 |
| 色温度 | 4,000K |
| 照度 | 10,000Lux |
| LED寿命 | 約10,000時間 |
| 重量 | 37g(バッテリー装着時) |
| 充電可能回数 | 約300回 |

オプション【専用クリップ】

クリップオン
TTL用
価格 **1,300**円

クリップオン
価格 **1,200**円

ライト用アタッチメント
SurgiTel
価格 **5,000**円

ライト用アタッチメント
EyeMag PRO
価格 **10,000**円

ライト用アタッチメント
EyeMag Smart
価格 **10,000**円

別売品価格表

| 製品名 | 価格 |
|--|----------|
| ガリレアンルーペULマルチ用フレーム Black/Red/Pink | 各12,000円 |
| ガリレアンルーペULマルチ用プロテクトアイグラス 2枚 | 1,200円 |
| ガリレアンルーペULマルチ用フレームアーム(2個) | 2,200円 |
| ガリレアンルーペULマルチ用ノーズパッド | 300円 |
| ガリレアンルーペULマルチ用ブラックスポンジ | 400円 |
| ガリレアンルーペULマルチ用レンズキャップ(2個) | 2,400円 |
| ガリレアンルーペULマルチ用フレームバンド | 1,200円 |
| ガリレアンルーペ用アップリッド | 900円 |
| ガリレアンルーペULコードクリップ(4個) | 600円 |
| ガリレアンルーペULマルチTTL用フレーム Black/Red/Pink | 各12,000円 |
| ガリレアンルーペULマルチTTL用プロテクトアイグラス L,R,S,SS(2枚) | 各1,400円 |
| ガリレアンルーペULマルチTTL用レンズキャップ2.5倍 | 2,400円 |
| ガリレアンルーペULマルチTTL用レンズキャップ3.0倍 | 2,400円 |
| デンタルLED ULスポットライト(コード付)のみ | 18,000円 |
| デンタルLED ULスポットライト(コード付)のみ TTLタイプ | 18,000円 |
| デンタルLEDヘッドライト/ULスポットライトバッテリーバック | 14,000円 |
| デンタルLEDヘッドライト/ULスポットライト用バッテリーバックケース | 2,000円 |
| デンタルLEDヘッドライト/ULスポットライトACアダプター | 1,800円 |
| デンタルLED コードレスヘッドライト バッテリーコントローラーⅢ | 17,000円 |

関連製品

弱酸性次亜塩素酸クリナー
JDSルーペ専用
除菌クリナー



価格:2,000円
内容量:100cc

レンズくもり止め
OTSアンチ
フォグアルファ



価格:700円
内容量:10g

ガリレアンルーペ
フェイスシールド



価格:各3,500円(10枚入り)

- ・ULマルチ用
- ・UL TTL用
- ・マルチ用
- ・TTL用

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください▶

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※消耗品は保証の対象外となります。 ※価格は希望価格です(価格には消費税は含まれておりません)。 ※本製品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6543-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

双眼ルーペ

Galilean Loupes UL

[ガリレアンルーペ UL]

超軽量

51g

※ガリレアンルーペUL マルチ
TTLタイプの場合

ウルトラライト、さらなる進化へ。

術者のニーズに応え、軽量化、快適な装着感、

そして明るく視野を実現。

ガリレアンルーペは、

さらなる進化へ。

Ultra Light



Galilean Loupes UL Multi

Galilean Loupes UL Multi TTL

PINK
Frame
NEW!

Galilean Loupes UL

低価格で高機能、
双眼ルーペの
スタンダードタイプ


Galilean Loupes UL

Multi Type

〈ルーペ仕様〉

| 倍率 | 焦点距離 | 焦点深度 | 視野径 |
|------|-------|------|------|
| 2.5倍 | 420mm | 80mm | 80mm |
| 3.0倍 | 420mm | 70mm | 70mm |

※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。
※数値は当社調べ



Galilean Loupes UL Multi

TTL Type

プロテクトアイグラスに
レンズを直接装着
したTTLタイプ

〈ルーペ仕様〉

| 倍率 | 焦点距離 | 焦点深度 | 視野径 |
|------|-------|------|-------|
| 2.5倍 | 420mm | 90mm | 105mm |
| 3.0倍 | 420mm | 70mm | 100mm |

※焦点距離は瞳孔間距離58mmの場合を示しています。
※数値は当社調べ

Features of Multi

■ メガネの上から装着可能

プロテクトアイグラスを外すことで、メガネをおかけの方でも装着が可能になります。また、メガネの形状に応じてノーズパッドを取り外して使用することもできます。



Common Features

■ 超軽量設計

従来モデルより

約35%の軽量化を実現。

| | マルチ | | TTL | |
|-----------|------|------|------|------|
| | 2.5倍 | 3.0倍 | 2.5倍 | 3.0倍 |
| 従来モデル | 93g | 93g | 89g | 89g |
| ガリアンルーベUL | 61g | 65g | 51g | 54g |

■ フレキシブルフレーム

丈夫で軽量な眼鏡フレーム素材のTR90とマグネシウム合金のコンビネーションフレームを採用しており、どなたにも最適なアングルで柔軟にフィットします。軽量化によりサポート力もアップし疲労も大幅に軽減します。



■ 広い視野径が 得られるTTLタイプ

TTLタイプはマルチタイプと比べレンズと眼の距離が近くなるので、広い視野径が得られます。

■ 選べる瞳孔間距離

L、R、S、SSの瞳孔間距離の異なる4サイズのプロテクトアイグラスがセットされており、術者に適したサイズをお選びいただけます。

〈瞳孔間距離〉

| | | | |
|----|----------|---|----------|
| SS | 56mm±1mm | R | 60mm±1mm |
| S | 58mm±1mm | L | 64mm±1mm |

〈イメージ図〉



■ 単品

ガリアンルーベUL マルチ

- Black (2.5倍/3.0倍)
- Red (2.5倍/3.0倍)
- Pink (2.5倍/3.0倍)



価格 **38,000円**

- 構成品
- マルチ用フレーム本体 (Black / Red / Pink)
 - フレームバンド
 - レンズキャップ2個
 - フリップハンドル1個 ● 清掃布1枚
 - ドライバー1本 ● ルーペ袋 ● 専用ケース

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100345

■ コード付きライトセット

ガリアンルーベUL マルチセットIII

「ガリアンルーベULマルチ」と「デンタルLED UL スポットライト」のセットです。



価格 **66,000円**

セットで **8,000円お得!!**

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100383

■ コードレスライトセット

ガリアンルーベUL マルチコードレスヘッドライトセットIII

「ガリアンルーベULマルチ」と「デンタルLED UL コードレスヘッドライトIII」のセットです。



価格 **94,000円**

セットで **8,000円お得!!**

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100379

■ 単品

ガリアンルーベUL マルチTTLタイプ

- Black (2.5倍/3.0倍)
- Red (2.5倍/3.0倍)
- Pink (2.5倍/3.0倍)



価格 **50,000円**

- 構成品
- TTL用フレーム本体 (Black / Red / Pink)
 - プロテクトアイグラス (L、R、S、SS)
 - フレームバンド ● レンズキャップ
 - ルーペ袋 ● 清掃布 ● 専用ケース

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100346

■ コード付きライトセット

ガリアンルーベUL マルチTTLタイプセットIII

「ガリアンルーベULマルチTTLタイプ」と「デンタルLED UL スポットライトTTLタイプ」のセットです。



価格 **78,000円**

セットで **8,000円お得!!**

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100384

■ コードレスライトセット

ガリアンルーベUL TTLコードレスヘッドライトセットIII

「ガリアンルーベULマルチTTLタイプ」と「デンタルLED UL コードレスヘッドライトIII」のセットです。



価格 **100,000円**

セットで **14,000円お得!!**

一般的名称: 双眼ルーベ 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104100380