

「美しい」を魅せる

AUSTROMAT[®] 220

oral design

[オストロマト220 オーラルデザイン]

Compact


マッフルサイズはそのままに軽量・コンパクトデザイン

オストロマトシリーズ最軽量の13kgで、設置場所を選ばない
省スペース設計(W266×D258mm)です。

Keep Warm

独自のマッフル素材で保温効率を実現

保湿効率に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に
採用し、陶材をより緻密に焼き上げることが可能です。



歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマト220
oral design

価格 オープン価格

包装
本体1台

バキュームポンプ(外部電磁弁ユニット付)1台、
焼成台1個

仕様

最高焼成温度	1,100℃
操作パネル	4.3型タッチ式カラーディスプレイ
プログラム数	100
本体サイズ(幅×奥行×高さ)	W266×D258×H531mm
本体重量	13kg
電源	100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1,450W

一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104190367



624



歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマツ624
oral design

- 保温効果に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用
- 焼成前の乾燥～焼成後の冷却まで温度をコントロール
- USBメモリーで焼成プログラムの保存読み込みが可能
- 7.5型タッチ式カラーディスプレイ

■仕様

最高焼成温度	1,200℃
プログラム数	1セット199プログラム(複数セット保存可能)
インターフェイス	USB×2、LAN×1
プログラムモード	イージーモード/クラシックモード/ プロフェッショナルモード
本体サイズ(幅×奥行×高さ)	W383×D343×H653mm
本体重量	18kg
電源	100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1,450W

価格 2,186,000円


包装

本体1台

バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、
焼成台1個、温度キャリブレーションキット1個、
ピンセット1本

一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104190312

624i



歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマツ624iG2
oral design

- デケマ社のデータベースから各メーカーの焼成プログラムをダウンロード
- 保温効果に優れた特殊ストーンをマッフルと焼成台に採用
- 焼成前の乾燥～焼成後の冷却まで温度をコントロール
- タッチ操作などをスムーズに行える10.4型大型ディスプレイ

■仕様

最高焼成温度	1,200℃
インターフェイス	USB×2、LAN×1
プログラムモード	イージーモード/クラシックモード/ プロフェッショナルモード
本体サイズ(幅×奥行×高さ)	W383×D343×H653mm
本体重量	19kg
電源	100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1,450W

価格 2,481,000円

包装

本体1台

バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、
焼成台1個、プレス用焼成台1個、
温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本

一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104190396

654



歯科技工用ポーセレン焼成炉

オストロマツ654
プレシデント oral design

- 熱効率に優れたプレス機能を装備
- 炉内と焼成テーブルの温度をコントロールするAutoDry®system採用
- 7.5型タッチ式カラーディスプレイ

■仕様

最高焼成温度	1,200℃
プログラム数	1セット199プログラム(複数セット保存可能)
インターフェイス	USB×2、LAN×1
プログラムモード	プレスモード/イージーモード/ クラシックモード/プロフェッショナルモード
プレス圧力	10段階
本体サイズ(幅×奥行×高さ)	W383×D343×H653mm
本体重量	22kg
電源	100V(50Hz/60Hz)
消費電力	1,450W

価格 2,860,000円

包装

本体1台

バキュームポンプ1台、エアフィルター1個、
焼成台1個、プレス用焼成台1個、
温度キャリブレーションキット1個、ピンセット1本

一般的名称: 歯科技工用ポーセレン焼成炉 医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104190320

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社 日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は