

オクルージョンスプレー

オクルテックスプレー

OCCLUTEC SPRAY

金属床やクラウン、インレー内面の接触箇所をチェックする速乾性パウダースプレーです。

微細な粒子で均一に噴霧できます。

スチームクリーナーで容易に洗浄できます。

噴霧ノズル1本付

緑 75mL(1本)	
注文No.1935-2000	価格 2,700円
赤 75mL(1本)	
注文No.1935-3000	価格 2,700円



Renfert

ドイツ・レンフェルト社



スリーブ付ダウエルピン

バイ-V-ピン プラスチックスリーブ

BI-V-PIN WITH PLASTIC SLEEVE

摩擦抵抗が少なく、着脱がスムーズでピンが確実に収まります。

スリーブの舌側はテーパが付与されており、下顎前歯部など狭い部分に適しています。

100本	
注文No.329-1000	価格 5,300円
1,000本	
注文No.329-2000	価格 44,000円



形状イメージ

バイ-V-ピン

バイ-ピンロング
スリーブ付

バイ-ピンロング
スリーブなし

ダウエルピン

スマートピン

SMART PIN

ピンのヘッド部がφ1.6mmと細く、下顎前歯部など狭いスペースにも使用することができます。

【形態】

ヘッドφ1.6mm、ヘッド長さ5.5mm、ピンの長さ12.5mm

スマートピン1,000本

注文No.366-2000 価格 13,800円

スマートピン用サヤ1,000本

注文No.366-2100 価格 13,800円

【別売】

スマートピン用ドリルφ1.6mm 3本

注文No.367-0000 価格 17,600円



スリーブ付ダウエルピン

バイ-V-ピン メタルスリーブ

BI-V-PIN WITH METAL SLEEVE

適度な摩擦抵抗により、精密な維持ができます。

100本	
注文No.328-1000	価格 6,500円
1,000本	
注文No.328-2000	価格 51,100円



【形態】

(mm)

	ヘッドφ	ヘッド長さ	ピンの長さ
バイ-V-ピン	2.0	5.5	12.5
バイ-ピン ショート	2.0	5.5	13.5
バイ-ピン ロング	2.0	5.5	17.5

バイ-ピン ショート

BI-PIN SHORT



スリーブ付 100本	
注文No.326-1000	価格 6,600円
スリーブ付 1,000本	
注文No.326-2000	価格 50,400円
スリーブなし 1,000本	
注文No.336-2000	価格 29,500円

バイ-ピン ロング

BI-PIN LONG



スリーブ付 100本	
注文No.346-1000	価格 6,400円
スリーブ付 1,000本	
注文No.346-2000	価格 50,300円
スリーブなし 1,000本	
注文No.353-3000	価格 32,200円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ダウエルピンキャップ


ラバーキャップ

RUBBER CAPS

注文No.322-0000

模型の基底面トリミング時のピン損傷を防止します。
繰り返し使用可能です。

500個入 価格 5,100円



ろう着熱吸収ペースト

インスティック

ISO STICK

注文No.1709-3000

ペンタイプで簡単に塗布できる石こうとポーセレン、ワックスの分離剤です。

4.5mL (1本) 価格 8,000円



クラウンホルダー

ケラモ グリップ

KERAMOG RIP TWEEZERS

注文No.1109-0300 (Angled)

ポーセレンや硬質レジンのクラウンやブリッジの保持インストルメント。
使い易いアングルタイプ。

アングル 1本 価格 22,700円

【別売】交換チップ(2本)

価格 4,600円 注文No. 1109-0100

販売終了



ケラモグリップアングル

一般的名称: 歯科技工用鉗子

医療機器分類: 一般医療機器

届出番号: 13B2X10104030127

クラウンホルダー

ジャケット グリップ

JACKET-GRIP

注文No.1105-0300

クラウンを内側から確実に保持、中央のスクリューを回転させることによって、簡単に保持力の調整が行えます。

1本 価格 17,500円

【別売】交換チップ(2本)

価格 4,600円 注文No. 1109-0100

販売終了



一般的名称: 歯科技工用鉗子
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104030128

ステインパレット

ステインミックスパレット

STAIN-MIX MIXING TRAY

注文No.1065-0100

ステイン用の穴が30とグレース液用の穴が1つあります。ステイン用はエッジが効いており、筆先のコントロールがしやすくなっています。
カバーはブラックで遮光性に優れています。

【寸法】155(幅)×95(奥行)mm

1枚 (ブラックカバー付) 価格 12,700円



ノコ替刃

ソーブレード

SAW BLADE

厚さと高さの異なる2種類の分割ノコ替刃です

。価格 2,500円 注文No.1072-0000
(長さ75mm×厚さ0.25mm×高さ3mm)



販売終了

価格 2,500円 注文No.1076-0500

(長さ75mm×厚さ0.20mm×高さ3mm)



ポーセレンスパチュラ

アガタスパチュラ

AGATE SPATULA

注文No.1157-0000

メノウ製(天然石)ですので、ポーセレンへの異物混入がありません。

価格 7,400円



ポーセレン計量棒

メトリカルスクープ

METRICAL SCOOP

注文No.1053-0000

パウダーを無駄にすることなく、正確に計量出来、
カスタマイズ・シェードのパウダー配合が容易に出来ます。

2本入 価格 12,000円

販売終了



ポーセレン計量棒

①サイズ1 0.02g

②サイズ2 0.05g

③サイズ3 0.10g

④サイズ4 0.40g

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご用命は



製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111

大阪本社:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085

北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001

九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>