


クリエーション CC

Veneering Ceramic Metal

WILLI GELLER
Creation
CC



Thomas S. Sing, oral design



リユース強化メタルセラミック



モイスタリング
フルード

明るく、鮮やかに

Willi Gellerが開発し、1988年に発売されたクリエーションは、発売から25年以上経った今でも大きなモデルチェンジもなく、多くの臨床家に支えられてきました。明度設定が高いことで評判の陶材ですが、陶材の粒子が細かく、緻密に焼き上がることで、対合歯や歯肉に優しい材質になっています。

正確な色調再現

明るく、正確な色調のオパークやデンチンはVITAルーミンシェードに忠実に設計されています。オパークの高い遮蔽性はもちろん、不透明な陶材から透明な陶材まで、幅広く揃っていますので、楽しいくらいメリハリの効いた自由な表現ができます。また、モデリングリキッドやモイスタリングフルードを使用すると、カットバックしても型崩れしにくく、築盛しやすくなります。

スターターキット

基本色でそろえたA2セットから、A1～A3.5のシェードでそろえた、おおよそ臨床応用できるマスターセットまでのラインナップがございます。

クリエーションCC スターターキット	190,000円
クリエーションCC トランジションデンチンキット	250,000円
クリエーションCC クレアペーストキット	90,000円
クリエーションCC ジンジバルキット	58,000円



- 上段枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。
下段枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

COLOR CHART

金属焼付用陶材	クリエイションCC
---------	-----------

VITA SHADE	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
クレアベースト 3g 5,500円 18g 27,000円	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
デンチン 20g 7,000円 50g 15,000円	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
エナメル 20g 7,000円 50g 15,000円	S-058	S-058	S-059	S-059	S-060	S-057	S-059	S-059	S-059	S-060	S-059	S-059	S-060	S-060	S-059	S-059
オペークデンチン 15g 7,000円 50g 19,000円	OD-A1	OD-A2	OD-A3	OD-A3.5	OD-A4	OD-B1	OD-B2	OD-B3	OD-B4	OD-C1	OD-C2	OD-C3	OD-C4	OD-D2	OD-D3	OD-D4

オペークデンチン 15g 7,000円 50g 19,000円	OD-32 havanna				OD-37 curry				OD-41 orange				OD-43 ivory				OD-44 cuba				
クレアベーストモディファイヤー 3g 5,500円 18g27,000円	White IO				Violet IO				Ochre IO				gold yellow IO				G gingiva				
クレアベーストWOP 3g 5,500円 18g 27,000円	sand						sahara						gold								
クリア 20g 7,000円 50g15,000円	CL-0								Window UC												
トランスパ 20g 7,000円 50g 18,000円	NT neutral			OT opal			TI-1 blue			TI-2 white			TI-3 pink			TI-4 yellow			TI-5 grey		
エフェクトエナメル 20g 7,000円 50g 18,000円	SI-01 light yellow		SI-02 medium yellow		SI-03 heavy yellow		SI-04 light orange		SI-05 medium orange		SI-06 heavy orange		SO-10 blue		SO-11 orange						
パールエナメル 20g 7,000円 50g 18,000円	PS-0 white				PS-1 blue/white				PS-2 flamingo				PS-3 orange								
ネットトランスパ 15g 7,000円 50g 19,000円	HT-51 iridescent			HT-52 khaki			HT-53 sand			HT-54 honey			HT-55 bordeaux			HT-56 ocker					
ショルダーパウダー 15g 7,000円 50g 19,000円	SP-21 neutral		SP-22 flamingo		SP-23 sand		SP-24 gold		SP-25 red brown		SP-26 yellow gold		SP-27 ivory		SP-28 que yellow		SP-29 honey		SP-G gingival		
メイクイン 15g 7,000円 50g 19,000円	MI-61 ivory			MI-62 lemon			MI-63 honey yellow			MI-64 flamingo			MI-65 gold			MI-66 olive					
アプロキシマルデンチン 15g 7,000円 50g 19,000円	AD-1 light yellow								AD-2 orange												
ジンジバル 15g 7,000円 50g 19,000円	G1 purple		G2 dark pink		G3 light pink		G4 flamingo		G5 rose		G6 dark pink opaque		G7 violet		GN neutral						
グレース 10g 5,700円 20g 11,000円	GL Glaze																				
コレクションパウダー 20g 11,000円	KM Correction Powder																				
ブリーチオペーク 3g 5,500円 18g 27,000円	O-AB																				
ブリーチトランジションデンチン 20g 7,000円 50g 15,000円	TD-BA				BD-A				BD-B				BD-BO								
ブリーチエナメル 20g 7,000円 50g 16,000円	S-AB																				
ブリーチショルダー 15g 7,000円 50g 19,000円	SP-AB																				

パウダーオペーク 20g 7,000円 50g 15,000円	O-A1, O-A2, O-A3, O-A3.5, O-A4, O-B1, O-B2, O-B3, O-B4, O-C1, O-C2, O-C3, O-C4, O-D2, O-D3, O-D4
フィルオペーク 20g 7,000円 50g 15,000円	FOP
パウダーオペークモディファイヤー 15g 6,000円 50g 18,000円	OM-11 white, OM-12 pink, OM-13 lilac, OM-14 grey, OM-15 sahara, OM-16 ochre, OM-17 brown, OM-G gingival
トランジションデンチン 20g 7,000円 50g 15,000円	TD-A1, TD-A2, TD-A3, TD-A3.5, TD-A4, TD-B1, TD-B2, TD-B3, TD-B4, TD-C1, TD-C2, TD-C3, TD-C4, TD-D2, TD-D3, TD-D4

クリエイション モイスチャリングフルード
25mL 12,000円
クリエイション ショルダーリキッドSPL
50mL 3,500円 25mL 2,400円
クリエイション ユニバーサル & グレースリキッドUFGL
50mL 7,000円 25mL 4,500円
クリエイションCC / ZI-CT モデリングリキッド
MLH1000mL 32,000円 250mL 11,000円 50mL 2,900円
クレアアロイボンド 8g 22,000円
クリエイション クリアペン 1本9,000円

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

*価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれません）

管理医療機器 226AFBZX00021000
製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

