

クリエイション ZI-F



Low Fusing
Veneering Ceramic
Zirconium Dioxide

WILLI GELLER
Creation
ZI-F



Christian Berg, oral design

長石系の低融陶材

クリエイションのジルコニア陶材はこの低融陶材ZI-Fから始まりました。長石を多く含むことで、陶材の強度を高めました。



修正用のKMIは690℃

クリエイションZI-FはクリエイションZI-CTの修正に使用できます。ZI-CTのグレース後に、足りない部分への盛り足すこと、ZI-CTのグレース時に、ZI-CTにZI-Fを20～30%混ぜてアドオン陶材として使用する事ができます。また、ZI-FのKMIは焼成温度690℃の更に低融の陶材です。修正用としてとても使いやすい陶材です。



スターターキット

基本色でそろえたA2セットから、A1～A3.5のシェードでそろえた、おおよそ臨床応用できるマスターセットまでのラインナップがごございます。

クリエイションZI-F スターターキット 265,000円
クリエイションZI-F キット1 265,000円
クリエイション ZI-F キット2 175,000円

- 上段枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。
下段枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

COLOR CHART

酸化ジルコニア用陶材	クリエイションZI-F
------------	-------------

VITA SHADE	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
フレームシェイド 10g 18,000円	FS-1	FS-1	FS-2	FS-2	FS-4	FS-1	FS-1	FS-2	FS-4	FS-1	FS-3	FS-3	FS-4	FS-3	FS-3	FS-3
ネックデンチン 15g 8,500円	HD-01	HD-02	HD-02	HD-03	HD-04	HD-01	HD-02	HD-03	HD-03	HD-01	HD-01	HD-03	HD-04	HD-03	HD-03	HD-02
デンチン 20g 8,500円	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
エナメル 20g 8,500円	E-58	E-58	E-59	E-59	E-60	E-57	E-59	E-59	E-59	E-60	E-59	E-59	E-60	E-60	E-59	E-59

フレームシェイド 10g 18,000円	FS-IL(Illusion)				FS-G(Gingival)				FS-NT 4g 6,800円			
オペークデンチンモディファイヤー 15g 8,500円	OD-32 havanna		OD-37 curry		OD-41 orange		OD-43 ivory		OD-44 cuba			
クリア 20g 8,500円	CL-0				Window UC							
トランスパ 20g 8,500円	NT neutral	OT opal	TI-1 blue	TI-2 white	TI-3 pink	TI-4 yellow	TI-5 grey					
エフェクトエナメル 20g 8,500円	PS-0 white	PS-3 orange	SI-02 medium yellow	SI-04 light orange	SI-06 heavy orange	SO-10 blue	SO-11 orange					
ネットランスパ 15g 8,500円	HT-51 iridescent		HT-52 khaki		HT-53 sand		HT-54 honey		HT-56 ocher			
ショルダーパウダー 15g 11,000円 50g 31,000円	SP-21 neutral	SP-22 flamingo	SP-23 sand	SP-24 gold	SP-25 red brown	SP-28 opaque yellow						
メイクイン 15g 11,000円 50g 31,000円	MI-61 ivory			MI-63 honey yellow			MI-65 gold					
ジンジバル 15g 11,000円 50g 31,000円	G1 purple	G2 dark pink	G3 light pink	G4 flamingo	G5 rose	G6 dark pink opaque	G7 violet	GN neutral				
グレース 10g 8,500円 20g 13,500円	Glaze-GL											
コレクションパウダー 20g 8,500円	Correction Powder-KM											
ブリーチデンチンシェイド 10g 18,000円	FS-AB											
ブリーチデンチン 20g 8,500円	BD-A		BD-B			BD-BO						
ブリーチエナメル 20g 8,500円	S-AB											
ブリーチショルダー 15g 11,000円	SP-AB											

リキッド

クリエイションZI-F モデリングリキッド MLL
250mL 11,000円 50mL 2,900円

クリエイション ユニバーサル & グレーズリキッドUFGL
50mL 7,000円 25mL 4,500円

クリエイション ショルダーリキッドSPL
50mL 3,500円 25mL 2,400円

クリエイション モイスチャリングフルードMF
25mL 12,000円

専用分離材
クリエイション クリアペン 1本9,000円

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

*価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれません)

管理医療機器 226AFBZX00023000
製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288



ご用命は