

デジタルX線CCDセンサー用ディスポーザブルカバー

DS soft cover

特許取得済


DE. PAT. 11 2009 000 331
US. PAT. US8, 507, 058 B2
JP. PAT. 4491625

痛く
ない?

+

滑ら
ない?

使いやすい、患者さんにやさしい
センサーカバーです!



考案者のことば

CCDセンサーの撮影が難しい、とお考えの先生方が多いのではないのでしょうか?

患者さんが痛がる、センサーがすべって押さえにくい、などが原因だと思われます。それらを解決するため、DS(デジタルセンサー)ソフトカバーはセンサー納入部に柔らかいスポンジを採用しセンサーの硬さによる痛みや違和感の軽減を図りました。またスポンジ部の滑りにくい表面性状により、患者さんによる撮影部位の保持が容易になりました。もちろん、唾液もしっかりと遮断します。

DSソフトカバー

包装(入り数)100個【日本製】

サイズ 145 x 40mm

(スポンジ部内寸 35 x 53mm)

価格 3,000円

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

※CCDセンサーのサイズにより、一部使用出来ないものがありますので、販売店にご相談下さい。

※本製品は材料及び製造から包装まで含め日本製です。
※本製品は医療器具の溶出物検査をクリアしております。

デジタルイメージングプレート用ディスポーザブルカバー

DS soft cover IP

特許取得済

DE. PAT. 11 2009 000 331
US. PAT. US8, 507, 058 B2
JP. PAT. 4491625

NEW!



DSソフトカバーIP

包装(入り数)100個【日本製】

推奨IPサイズ 31x41mm以下

価格 2,500円

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

※本製品は材料及び製造から包装まで含め日本製です。
※本製品は医療器具の溶出物検査をクリアしております。

製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください

<http://www.dentalsupply.co.jp> ▶▶



ジーシーグループ [販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社 日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は