

JDS CAD/CAMミリングバー

CAD/CAM切削加工にかかせないミリングバーが日本歯科商社から登場!

ローランド社製 アマン・ギルバッハ社製 キヤノン製 のミリングマシンに対応!



ローランド社製ミリングマシン対応

ダイヤモンドコート仕様

価格: 各 19,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径: $\phi 4$ mm

包装 1本入り

$\phi 0.6$
mm

0.6-DIA-R

全長: 50mm 首下長: 10mm

$\phi 0.8$
mm

0.8-DIA-R

全長: 50mm 首下長: 12mm

$\phi 1.0$
mm

1.0-DIA-R

全長: 50mm 首下長: 12mm

$\phi 2.0$
mm

2.0-DIA-R

全長: 50mm 首下長: 16mm

DLC (Diamond-Like-Carbon) コート仕様

価格: 各 8,800円

ジルコニア、PMMA、ワックスのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径: $\phi 4$ mm

包装 1本入り

$\phi 0.6$
mm

0.6-DLC-R

全長: 50mm 首下長: 10mm

$\phi 0.8$
mm

0.8-DLC-R

全長: 50mm 首下長: 12mm

$\phi 1.0$
mm

1.0-DLC-R

全長: 50mm 首下長: 12mm

$\phi 2.0$
mm

2.0-DLC-R

全長: 50mm 首下長: 16mm

アマン・ギルバッハ社製ミリングマシン対応

ダイヤモンドコート仕様

価格: 各 19,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径: $\phi 3$ mm

包装 1本入り

$\phi 0.6$
mm

0.6-DIA-A

全長: 47mm 首下長: 12mm

$\phi 1.0$
mm

1.0-DIA-AS (ショートタイプ)

全長: 47mm 首下長: 12mm

1.0-DIA-A

全長: 47mm 首下長: 16mm

$\phi 2.5$
mm

2.5-DIA-A

全長: 47mm 首下長: 18mm

HC (ハードコート) 仕様

価格: 各 10,000円

ジルコニア、PMMA、ワックスのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径: $\phi 3$ mm

包装 1本入り

$\phi 0.6$
mm

0.6-HC-A

全長: 47mm 首下長: 12mm

$\phi 1.0$
mm

1.0-HC-A

全長: 47mm 首下長: 16mm

$\phi 2.5$
mm

2.5-HC-A

全長: 47mm 首下長: 18mm

関連製品

CAD/CAM ディスク用切削ツール

JDSレストカッター

包装 1本

価格 8,000円

ジルコニア、ワックスディスクのレスト(コネクター)を切削するために設計された専用のバーです。



最大回転数20,000rpm



■ 一般名称: 歯科技工用カーバイド切削器具 ■ 医療機器分類: 一般医療機器 ■ 届出番号: 13B2X10104240331

キヤノン製ミリングマシン対応



乾式加工

歯科用ミリングマシン

MD-500S



湿式加工

歯科用ミリングマシン

MD-500W

MD-500S 用

ダイヤモンドコート仕様

価格：各 19,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm・φ6mm

包装 1本入り

φ0.6
mm

0.6-DIA-R

全長：50mm 首下長：10mm

φ1.0
mm

1.0-DIA-R

全長：50mm 首下長：12mm

φ2.0
mm

2.0-DIA-R

全長：50mm 首下長：16mm

φ4.0
mm

4.0-DIA-C

全長：50mm 首下長：20mm

DLC (Diamond-Like-Carbon) コート仕様

価格：各 8,800円

ジルコニア、PMMA、ワックス、PEEKのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm

包装 1本入り

φ0.6
mm

0.6-DLC-R

全長：50mm 首下長：10mm

φ0.8
mm

0.8-DLC-R

全長：50mm 首下長：12mm

φ1.0
mm

1.0-DLC-R

全長：50mm 首下長：12mm

φ2.0
mm

2.0-DLC-R

全長：50mm 首下長：16mm

MD-500W 用

ダイヤモンドコート仕様

価格：各 19,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm

包装 1本入り

φ0.6
mm

0.6-DIA-R

全長：50mm 首下長：10mm

φ1.0
mm

1.0-DIA-R

全長：50mm 首下長：12mm

φ2.0
mm

2.0-DIA-R

全長：50mm 首下長：16mm

電着ダイヤモンド仕様

価格：各 14,000円

ガラスセラミックスのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm

包装 1本入り

φ1.0
mm

1.0-ED-C **New!**

全長：45mm 首下長：6mm

φ2.0
mm

2.0-ED-C **New!**

全長：45mm 首下長：14mm

DLC (Diamond-Like-Carbon) コート仕様

価格：各 8,800円

PMMA、PEEK、ワックス、チタンのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm・φ6mm

包装 1本入り

φ0.6
mm

0.6-DLC-R

全長：50mm 首下長：10mm

φ1.0
mm

1.0-DLC-R

全長：50mm 首下長：12mm

φ1.5
mm

1.5-DLC-C **New!**

全長：50mm 首下長：12mm

価格：10,000円

φ2.0
mm

2.0-DLC-R

全長：50mm 首下長：16mm

φ3.0
mm

3.0-DLC-C **New!**

全長：55mm 首下長：16mm

価格：10,000円

■一般の名称：歯科用研削器材 ■医療機器分類：一般医療機器 ■届出番号：13B2X10104240337

※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は