

# JDS CAD/CAMミリングバー

CAD/CAM切削加工にかかせないミリングバーが日本歯科商社から登場!

ローランド社製 アマン・ギルバツハ社製 キヤノン製 のミリングマシンに対応!



## ローランド社製ミリングマシン対応

**ダイヤモンドコート仕様**

価格: 各 22,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径:  $\phi$ 4mm

包装 1本入り

$\phi$ 0.6  
mm

0.6-DIA-R

全長: 50mm 首下長: 10mm



$\phi$ 0.8  
mm

0.8-DIA-R

全長: 50mm 首下長: 12mm



$\phi$ 1.0  
mm

1.0-DIA-R

全長: 50mm 首下長: 12mm



$\phi$ 2.0  
mm

2.0-DIA-R

全長: 50mm 首下長: 16mm



**DLC (Diamond-Like-Carbon) コート仕様**

価格: 各 10,200円

ジルコニア、PMMA、ワックスのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径:  $\phi$ 4mm

包装 1本入り

$\phi$ 0.6  
mm

0.6-DLC-R

全長: 50mm 首下長: 10mm



$\phi$ 0.8  
mm

0.8-DLC-R

全長: 50mm 首下長: 12mm



$\phi$ 1.0  
mm

1.0-DLC-R

全長: 50mm 首下長: 12mm



$\phi$ 2.0  
mm

2.0-DLC-R

全長: 50mm 首下長: 16mm



## アマン・ギルバツハ社製ミリングマシン対応

**ダイヤモンドコート仕様**

価格: 各 22,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径:  $\phi$ 3mm

包装 1本入り

$\phi$ 0.6  
mm

0.6-DIA-A

全長: 47mm 首下長: 12mm



$\phi$ 1.0  
mm

1.0-DIA-AS (ショートタイプ)

全長: 47mm 首下長: 12mm



1.0-DIA-A

全長: 47mm 首下長: 16mm



$\phi$ 2.5  
mm

2.5-DIA-A

全長: 47mm 首下長: 18mm



**HC (ハードコート) 仕様**

価格: 各 11,500円

ジルコニア、PMMA、ワックスのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径:  $\phi$ 3mm

包装 1本入り

$\phi$ 0.6  
mm

0.6-HC-A

全長: 47mm 首下長: 12mm



$\phi$ 1.0  
mm

1.0-HC-A

全長: 47mm 首下長: 16mm



$\phi$ 2.5  
mm

2.5-HC-A

全長: 47mm 首下長: 18mm



### 関連製品

CAD/CAM ディスク用切削ツール  
**JDSレストカッター**

包装 1本

価格 10,500円

ジルコニア、ワックスディスクのレスト(コネクター)を切削するために設計された専用のバーです。




最大回転数20,000rpm



■ 一般的名称: 歯科技工用カーバイド切削器具 ■ 医療機器分類: 一般医療機器 ■ 届出番号: 13B2X10104240331

# キヤノン製ミリングマシン対応



乾式加工  
歯科用ミリングマシン  
**MD-500S**



湿式加工  
歯科用ミリングマシン  
**MD-500W**





## MD-500S 用

ダイヤモンドコート仕様

価格：各 22,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm・φ6mm 包装 1本入り





φ0.6 mm	0.6-DIA-R 全長：50mm 首下長：10mm	
φ1.0 mm	1.0-DIA-R 全長：50mm 首下長：12mm	
φ2.0 mm	2.0-DIA-R 全長：50mm 首下長：16mm	
φ4.0 mm	4.0-DIA-C 全長：50mm 首下長：20mm	

DLC (Diamond-Like-Carbon) コート仕様

価格：各 10,200円

ジルコニア、PMMA、ワックス、PEEKのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm 包装 1本入り

φ0.6 mm	0.6-DLC-R 全長：50mm 首下長：10mm	
φ0.8 mm	0.8-DLC-R 全長：50mm 首下長：12mm	
φ1.0 mm	1.0-DLC-R 全長：50mm 首下長：12mm	
φ2.0 mm	2.0-DLC-R 全長：50mm 首下長：16mm	

## MD-500W 用

ダイヤモンドコート仕様

価格：各 22,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm 包装 1本入り



φ0.6 mm	0.6-DIA-R 全長：50mm 首下長：10mm	
φ1.0 mm	1.0-DIA-R 全長：50mm 首下長：12mm	
φ2.0 mm	2.0-DIA-R 全長：50mm 首下長：16mm	

電着ダイヤモンド仕様

価格：各 15,000円

ガラスセラミックスのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm 包装 1本入り

φ1.0 mm	1.0-ED-C <b>New!</b> 全長：45mm 首下長：6mm	
φ2.0 mm	2.0-ED-C <b>New!</b> 全長：45mm 首下長：14mm	

DLC (Diamond-Like-Carbon) コート仕様

価格：各 10,200円

PMMA、PEEK、ワックス、チタンのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm・φ6mm 包装 1本入り

φ0.6 mm	0.6-DLC-R 全長：50mm 首下長：10mm	
φ1.0 mm	1.0-DLC-R 全長：50mm 首下長：12mm	
φ1.5 mm	1.5-DLC-C <b>New!</b> 価格：11,500円 全長：50mm 首下長：12mm	
φ2.0 mm	2.0-DLC-R 全長：50mm 首下長：16mm	
φ3.0 mm	3.0-DLC-C <b>New!</b> 価格：11,500円 全長：55mm 首下長：16mm	

■一般的名称：歯科用研削器材 ■医療機器分類：一般医療機器 ■届出番号：13B2X10104240337  
※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は