

JDS CAD/CAMミリングバー

CAD/CAM切削加工にかかせないミリングバーが日本歯科商社から登場!

ローランド社製 アマン・ギルバッハ社製 キヤノン製 のミリングマシンに対応!



ローランド社製ミリングマシン対応


ダイヤモンドコート仕様

価格: 各 22,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径: $\phi 4$ mm

包装 1本入り






DLC (Diamond-Like-Carbon) コート仕様

価格: 各 10,200円

ジルコニア、PMMA、ワックスのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径: $\phi 4$ mm

包装 1本入り



アマン・ギルバッハ社製ミリングマシン対応


ダイヤモンドコート仕様

価格: 各 22,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径: $\phi 3$ mm

包装 1本入り





HC (ハードコート) 仕様

価格: 各 11,500円

ジルコニア、PMMA、ワックスのミリングに

仕様 刃形状: ボール シャンク径: $\phi 3$ mm

包装 1本入り



関連製品

CAD/CAM ディスク用切削ツール

JDSレストカッター

包装 1本

価格 10,500円

ジルコニア、ワックスディスクのレスト(コネクター)を切削するために設計された専用のバーです。



最大回転数20,000rpm



■ 一般名称: 歯科技工用カーバイド切削器具 ■ 医療機器分類: 一般医療機器 ■ 届出番号: 13B2X10104240331

キヤノン製ミリングマシン対応



乾式加工

歯科用ミリングマシン

MD-500S
-510S



湿式加工

歯科用ミリングマシン

MD-500W

MD-500S / 510S用

ダイヤモンドコート仕様

価格：各 22,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm・φ6mm

包装 1本入り

φ0.6 mm	0.6-DIA-R 全長：50mm 首下長：10mm
φ1.0 mm	1.0-DIA-R 全長：50mm 首下長：12mm
φ2.0 mm	2.0-DIA-R 全長：50mm 首下長：16mm
φ4.0 mm	4.0-DIA-C 全長：50mm 首下長：20mm

DLC (Diamond-Like-Carbon) コート仕様

価格：各 10,200円

ジルコニア、PMMA、ワックス、PEEKのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm

包装 1本入り

φ0.6 mm	0.6-DLC-R 全長：50mm 首下長：10mm
φ0.8 mm	0.8-DLC-R 全長：50mm 首下長：12mm
φ1.0 mm	1.0-DLC-R 全長：50mm 首下長：12mm
φ2.0 mm	2.0-DLC-R 全長：50mm 首下長：16mm

MD-500W用

ダイヤモンドコート仕様

価格：各 22,000円

ハイブリッドレジンのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm

包装 1本入り

φ0.6 mm	0.6-DIA-R 全長：50mm 首下長：10mm
φ1.0 mm	1.0-DIA-R 全長：50mm 首下長：12mm
φ2.0 mm	2.0-DIA-R 全長：50mm 首下長：16mm

電着ダイヤモンド仕様

価格：各 15,000円

ガラスセラミックスのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm

包装 1本入り

φ1.0 mm	1.0-ED-C 全長：45mm 首下長：6mm
φ2.0 mm	2.0-ED-C 全長：45mm 首下長：14mm

DLC (Diamond-Like-Carbon) コート仕様

価格：各 10,200円

PMMA、PEEK、ワックス、チタンのミリングに

仕様 刃形状：ボール シャンク径：φ4mm・φ6mm

包装 1本入り

φ0.6 mm	0.6-DLC-R 全長：50mm 首下長：10mm
φ1.0 mm	1.0-DLC-R 全長：50mm 首下長：12mm
φ1.5 mm	1.5-DLC-C 全長：50mm 首下長：12mm 価格：11,500円
φ2.0 mm	2.0-DLC-R 全長：50mm 首下長：16mm
φ3.0 mm	3.0-DLC-C 全長：55mm 首下長：16mm 価格：11,500円

■一般の名称：歯科用研削器材 ■医療機器分類：一般医療機器 ■届出番号：13B2X10104240337

※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は