

JDS MIXING TIP

2つのペーストをミキシング

カートリッジタイプの製品に対応したミキシングチップ。
用途に合わせてSSショート、SS、S、Lの
4種類のサイズをラインナップしました。

JDSミキシングチップ

容量 各100本入
価格 各8,300円



SSショート
先端内径: φ3.6mm



SS イエロー
先端内径: φ3.6mm



S ピンク
先端内径: φ4.8mm



L グリーン
先端内径: φ4.8mm

JDSミキシングチップノズル

JDSミキシングチップの
先端に取り付けできます。

SS用
SSショート兼用



S用

SS用 SSショート兼用



S用



※JDSミキシングチップにノズルを装着した状態

JDSミキシングチップ 一般的名称: 歯科用練成器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104290351
JDSミキシングチップノズル 一般的名称: 歯科用練成器具 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104300369

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ [製造販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は