


JDS チタンディスク

For CAD/CAM use



- クラウン・ブリッジの製作が容易となります
- 生体親和性と耐食性に優れ、金属アレルギーが起きにくい材料です
- 用途に応じて適切な厚みを選択することが可能です

製品仕様	チタン	鉄	その他	引張強さ	耐力	伸び	硬さ
JDSチタンディスク 2 種 (Gr.2:医療用純チタン2種)	98.8% 以上	0.3% 以下	0.9% 以下	345MPa 以上	275MPa 以上	20% 以上	110HV 以上
JDSチタンディスク 4 種 (Gr.4:医療用純チタン4種)	98.4% 以上	0.5% 以下	1.1% 以下	550MPa 以上	483MPa 以上	15% 以上	180HV 以上

2 種、4 種ともクラウン・ブリッジに用いる事が可能で、お客様のご要望に応じて使い分けが可能です。

組 成	厚 み	価 格
JDS チタンディスク2種 (Gr.2)	1 0 m m	1 6 , 0 0 0 円
	1 2 m m	1 7 , 5 0 0 円
	1 4 m m	1 9 , 0 0 0 円
	1 6 m m	2 0 , 5 0 0 円
JDS チタンディスク4種 (Gr.4)	1 8 m m	2 2 , 0 0 0 円
	New 2 0 m m (4種のみ)	2 3 , 5 0 0 円
	New 2 2 m m (4種のみ)	2 5 , 0 0 0 円
	2 5 m m	2 8 , 0 0 0 円

※価格は希望小売価格です(価格には消費税が含まれておりません)。

指定管理医療機器 一般の名称: 歯科非铸造用チタン合金

医療機器認証番号: JDSチタンディスク2種 (Gr.2) 303ALBZX00026A01

医療機器認証番号: JDSチタンディスク4種 (Gr.4) 302ALBZX00012A02

ジーシーグループ

〔販売元〕



株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

〔製造販売元〕

株式会社 DentalBank

ご用命は