


lay:art

Renfert

ドイツ・レンフェルト社



XL

パレットのフタの裏に記入シートが装着されており、シェードやメモを記入出来ます。

S

lay:art crystal aqua

吸水スポンジ+ガラス製パレット

2本の吸水スポンジから適度な水分がポーセレンパウダーに供給されます。

注文No.	品名	パレットサイズ	価格
1043-1000	レイアートクリスタルアクアXL	220×120mm	¥38,600
1043-2000	レイアート クリスタルアクアS	159×90mm	¥27,500



XL



S

lay:art tropic

透水性セラミックパレット

特殊セラミックの毛細管作用により、パレット表面全体に均一に水分が供給され、ポーセレンパウダーが自然に保湿されます。表面を滑沢に仕上げているので、従来品よりもブラシを傷めません。

注文No.	品名	パレットサイズ	価格
1044-0000	レイアート トロピックXL	220×120mm	¥37,500
1044-1000	レイアート トロピックS	159×90mm	¥24,200

lay:art tropic pro

透水性セラミックパレット

特殊セラミックの毛細管作用により、パレット表面全体に水分が供給され、ポーセレンパウダーが自然に保湿されます。表面を滑沢に仕上げているので、従来品よりもブラシを傷めません。傾斜面の位置によりパウダーの水分量がコントロール出来ます。

注文No.	品名	パレットサイズ	価格
1045-0000	レイアート トロピックプロXL 220×120mm		¥37,500
1045-1000	レイアート トロピックプロS 159×90mm		¥24,200



S

XL

lay:art natural

メノウ製パレット

天然石のメノウ製で、キズが付きにくくブラシを傷めません。同じデザインが二つと無い高級感あふれるオリジナルパレットです。

注文No.	品名	パレットサイズ	価格
1046-0000	レイアート ナチュラル	159×90mm	¥37,500



S

lay:art crystal

ガラス製パレット

クラシックなガラス製パレットです。滑沢な表面性状によりキズが付きにくく、ブラシを傷めません。

注文No.	品名	パレットサイズ	価格
1043-0000	レイアート クリスタル	220×120mm	¥17,600



S

lay:art color

セラミック製ステインミックスパレット

用途に合わせて、しずく型、小円形、大円形の窪みを使い分けられるステイン用パレットです。

しずく型の窪みはエッジとスローブ形状になっており、毛先のコントロールが出来ます。

注文No.	品名	パレットサイズ	価格
1047-0000	レイアート カラー	159×90mm	¥17,100

XL

ケースサイズ	XL	291(幅)×223(奥行)×36(高さ)mm
	S	211(幅)×147(奥行)×28(高さ)mm

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は