

ウェット専用モデルトリマ

# MT3 モデルトリマ

MT3 Model Trimmer

高回転 2,880min<sup>-1</sup> (50Hz)

## 広い切削面積

広く設定された切削面積により、効率的に作業を行うことができます。

## メンテナンスや清掃をしやすい設計

フロントドアは工具不要で簡単に取り外すことができます。

## 耐久性のある錆の心配がない本体

耐久性のあるグラスファイバー強化プラスチックを使用していますので錆の心配がありません。

## 2つのテーブル角度

テーブルの角度は90度と98度に簡単に角度変更できます。

## 注水は電源と連動

注水は電源と連動しているので操作が簡単です。



# MT3 モデルトリマ

※MT3モデルトリマはウェット専用のモデルトリマです。



## MT3 モデルトリマ (クリテフィックスディスク付き)

価格 226,600円 注文No.1808-2000



### 包装

- ・本体 1台
- ・注水ホース 1本
- ・排水ホース 1本
- ・クリテフィックスディスク 80メッシュ 1枚

### 仕様

電源 AC100V 50-60Hz  
消費電力 1,104W  
回転数 50Hz 2880 min<sup>-1</sup>  
60Hz 3400 min<sup>-1</sup>  
サイズ W305×D410×H330mm  
重量 13.2Kg

製品動画は  
こちらから  
ご覧頂けます



電源スイッチ ディスク



研削台

スプレーパイプ



クリテフィックスディスクの交換は  
マジックテープ式ですので簡単です。



A:高さ130mm  
B:左右115mm



フロントドア、研削台、  
注水パイプは簡単に  
取り外すことができる  
ので、清掃やメンテナ  
ンスを簡単に行うこと  
ができます。

## 別売

### クリテフィックス

Klettfix

シリコンカーバイドディスク

粗さが80メッシュと120メッシュの2種類あります。



#### クリテフィックスディスク 80メッシュ

5枚 価格 17,700円 注文No.1803-1100

#### クリテフィックスディスク 120メッシュ

5枚 価格 18,200円 注文No.1803-1200

### マラソン

Marathon

パーシャルダイヤモンドディスク

石こうの種類に関係なく、思い通りに  
トリミングできます。



#### MT3用 マラソンディスク

1枚 価格 235,100円 注文No.1803-2001

### インフィニティ

Infinity

フルダイヤモンドディスク

超硬石こうも簡単にトリミングできます。



#### MT3用 インフィニティディスク

1枚 価格 325,500円 注文No.1803-3001



3  
YEARS GUARANTEE

3年保障

研削台、注・排水ホース、  
ディスクなどの消耗品は  
3年保障の対象外となります。

一般名称: 歯科技工用トリマ  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104030292

※価格は希望医院価格です。(価格には消費税は含まれておりません)

ジーシーグループ [製造販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は