

Metiスマイル 3Dフェイススキャナー



1

高画質・高精度

3台のカメラとHDテクスチャーカメラでリアルな顔色を再現

2


自動アライメント

ジグなしで顔面データと口腔内スキャンデータをマッチング

3

オープンシステム

STL,OBJ,PLYファイルを使用可能なCADソフトと連携可能



MetiSmileは高度なソフトウェアにより、顔面情報を素早く撮影し、3D顔面データを構築し患者様へのコンサルテーションや、より精密な治療計画を立て歯科技工所との円滑なコミュニケーションを可能にします。

QRコード



ぜひ動画をご覧ください！



G-Oralスキャン2とは連動可能！

Metiスマイル 3Dフェイススキャナー

価格：1,190,000

※価格は希望医院価格です（価格には消費税は含まれておりません）。

一般的名称：頭部顔面規格写真撮影装置
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：40B1X10003GE0166

SPEC

本体サイズ：W215XD50XH75mm
カメラ解像度：データ取得用カメラ 1.3MP 3台
HD テクスチャーカメラ 5.0MP 1台
出力形式：STL,OBJ,PLY
精度：50μm
スキャン距離：500mm
視野角：W210XH270mm
電源：DC 24V
本体重量：800g
白色LEDの色温度：5500K

推奨PC スペック

※推奨スペック以上でもご使用可能です

CPU：Intel Core i7-12700 ~、Core i9シリーズ全て
Core Ultra 7シリーズ全て、Core Ultra 9シリーズ全て
RAM：32GB～
ストレージ：1TB SSD～
グラフィックカード(GPU)：NVIDIA RTX 4060 (8GB)～
(※RTX 4050, 5050は非対応)
I/Oポート：Type-A USB 3.0 x 1ポート以上

OS：Windows10(10bit)以上
※上記以外のPCのスペックは事前に弊社で使用可能かどうか必ず確認をさせていただきます。

※Mac PCへのインストールについては、弊社営業へご確認ください。

ご用命は

ジーシーグループ

〔販売元〕



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288