



# Series

Q3 Premium / Q3 Basic  
プレミアム ベーシック



## 歯科技工用電動式ハンドピース

SCHICKモーターテクノロジーが  
スピーディに力強く、テクニシャンのニーズに応えます。



### Premium

プロフェッショナルクオリティへと導く  
高速 × 強力 × 超低振動の  
ハイスペックモーターを搭載した“プレミアム”



### Basic

ペンスタイルで把持でき、手にフィット  
日常の技工作業をスムーズに進める“ベーシック”



MADE IN GERMANY

# ADVANCED MOTOR TECHNOLOGY MADE BY SCHICK

操作性と機能性で選べる2機種 **Premium / Basic**

## Premium

- 195gの軽量設計で、手に馴染むデザイン
- 11Ncmのハイパワー
- ベ어링2個内臓の超低振動



## Basic

- 日本人に適したスリムボディ
- 手にフィットするデザイン
- 優れたコストパフォーマンス



## Features

- 従来品から性能アップ  
QUBE IIと比較して、最大トルクが向上\*  
※Q3プレミアム 最大トルク:11Ncm
- 正回転/逆回転設定
- 人間工学に基づいてデザインされたハンドピース
- スピードコントロール設定
- 耐食性の優れたステンレス鋼製

### 仕様

| 種類                | Q3 プレミアム        | Q3 ベーシック        |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| 回転数               | 200~60,000rpm   | 200~40,000rpm   |
| 最大トルク             | 11Ncm           | 7Ncm            |
| 動作電圧              | 100-240V        | 100-240V        |
| 動作周波数             | 50/60Hz         | 50/60Hz         |
| 消費電力              | 200W(MAX.340W)  | 160W(MAX.180W)  |
| ハンドピースサイズ(直径/全長)  | MAX.φ29mm/144mm | MAX.φ28mm/148mm |
| ハンドピース重量(ケーブル含まず) | 195g            | 230g            |

**価格** Q3 プレミアム 498,000円  
Q3 ベーシック 250,000円

一般医療機器 歯科技工用電動式ハンドピース  
医療機器届出番号 13B2X10104250368

### Q3 ベーシック専用オプション

#### パワースティック

Q3ベーシック フットコントロールユニットに装着することで

- 回転数が10,000rpmアップ
- 最大トルクが2Ncmアップ



価格 60,000円

※価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ [製造販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は