



Series

Q3 Premium / Q3 Basic
プレミアム ベーシック



歯科技工用電動式ハンドピース

SCHICKモーターテクノロジーが
スピーディに力強く、テクニシャンのニーズに応えます。



Premium

プロフェッショナルクオリティへと導く
高速 × 強力 × 超低振動の
ハイスペックモーターを搭載した“プレミアム”



Basic

ペンスタイルで把持でき、手にフィット
日常の技工作業をスムーズに進める“ベーシック”



MADE IN GERMANY

ADVANCED MOTOR TECHNOLOGY MADE BY SCHICK

操作性と機能性で選べる2機種 **Premium / Basic**

Q3 Premium

- 195gの軽量設計で、手に馴染むデザイン
- 11Ncmのハイパワー
- ベアリング2個内臓の超低振動



Q3 Basic

- 日本人に適したスリムボディ
- 手にフィットするデザイン
- 優れたコストパフォーマンス



Features

- 従来品から性能アップ
QUBE IIと比較して、最大トルクが向上*
*Q3プレミアム 最大トルク:11Ncm
- 正回転/逆回転設定
- 人間工学に基づいてデザインされたハンドピース
- スピードコントロール設定
- 耐食性の優れたステンレス鋼製

仕様

種類	Q3 プレミアム	Q3 ベーシック
回転数	200~60,000rpm	200~40,000rpm
最大トルク	11Ncm	7Ncm
動作電圧	100-240V	100-240V
動作周波数	50/60Hz	50/60Hz
消費電力	200W(MAX.340W)	160W(MAX.180W)
ハンドピースサイズ(直径/全長)	MAX.φ29mm/144mm	MAX.φ28mm/148mm
ハンドピース重量(ケーブル含まず)	195g	230g

価格 Q3 プレミアム 498,000円
Q3 ベーシック 258,000円

一般医療機器 歯科技工用電動式ハンドピース
医療機器届出番号 13B2X10104250368

Q3 ベーシック専用オプション

パワースティック

Q3ベーシック フットコントロールユニットに装着することで

- 回転数が10,000rpmアップ
- 最大トルクが2Ncmアップ



価格 60,000円

*価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。*本製品の仕様は予告なく変更することがあります。*印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は