

輝く、研磨美

ダイヤモンド粒子含有の研磨ペースト「レンフェルトポリッシュ」。
ポーセレン、ジルコニア、プレスセラミックス、硬質レジンなどを
簡単に素早く、そして美しく研磨します。

STEP 1

粗研磨

「レンフェルト シリコンポリッシャー」を
使用し、粗研磨を行います。



ONE POINT ADVICE

硬質レジンの仕上げ研磨に「コットンバフ」を使用することで、
さらに滑沢な研磨面を得ることができます。

STEP 2

仕上げ研磨

「バイソンプラシ」と「レンフェルトポリッシュ」を
使用した仕上げ研磨により、美しく輝くツヤ
出しを実現します。

※発熱防止のため、プラシを強く押し付け
すぎないようにしてください。



ダイヤモンド粒子入り研磨ペースト

レンフェルトポリッシュ

New

製品名	包装	注文No.	価格
・レンフェルトポリッシュ オールインワン	18g	510-0100	7,500円
・レンフェルトポリッシュ ジルコニア	18g	510-1100	14,000円
・レンフェルトポリッシュ プレスセラミックス	18g	510-2100	14,000円
・レンフェルトポリッシュ ハイブリッド	13g	510-3000	7,500円

一般的名称：歯科用研磨器材 医療機器分類：一般医療機器 届出番号：13B2X10104030318



オールインワン

ジルコニア

プレスセラミックス

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。

www.dentalsupply.co.jp



関連製品



① レンフェルト シリコンポリッシャー (100枚入)

価格 17,000円
注文No. 86-0000

一般的名称：歯科用研磨器材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030324

② バイソンプラシ (φ18mm・25本入/100本入)

価格 8,200円 / 32,000円
注文No. 766-1000 / 766-1100

一般的名称：歯科用研磨器材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030323

③ コットンバフ (φ22mm・12本入)

価格 6,600円
注文No. 205-1000

一般的名称：歯科用研磨器材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104030108

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は