

Renfert WAX

レンフェルトワックス



making work easy

金属床用

GEO モデリング ワックス

歯科用キャストリングワックス

耐火模型上の補足、修正用ワックスです。スタンダードは透明性があり、外形線を確
認できます。スタンダードとハードの2種類の硬さがあります。

スタンダードトランスベアレント 融解温度:67℃~69℃

ハードオベーク 融解温度:70℃~72℃

包装	価格	注文No.
スタンダードトランスベアレント 75g	4,000円	649-0000
ハードオベーク 75g	4,000円	649-1000



スタンダードトランスベアレント

ハードオベーク

一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030211

GEO スペシャルワックス

歯科用キャストリングワックス

ブロックアウトワックス

ブロックアウト専用ワックスです。

高融点のため寒天印象材の温度の影響を受けません。

融解温度: 78℃~85℃

包装	価格	注文No.
ピンクオベーク 75g	4,000円	650-0000



一般的名称: 歯科用キャストリングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030200

スティッキーワックス

仮着固定用スペシャルワックスです。弾性がないので変形しません。
どのような材質に対しても固定できます。

融解温度: 85℃~91℃

包装	価格	注文No.
ピンクトランスベアレント 75g	4,000円	488-1000



GEO クラスプワックス

歯科用ワックス成形品

圧接による形態安定性が高いクラスプワックスです。レンフェルト社のワックスパターンは全て残渣なく焼却できます。

小白歯用クラスプ

包装	価格	注文No.
小白歯用クラスプ 10枚	3,300円	688-3002
小白歯用クラスプ 接着剤付 10枚	3,600円	638-3002



リングクラスプストレート

包装	価格	注文No.
リングクラスプストレート 10枚	3,300円	688-3004
リングクラスプストレート 接着剤付 10枚	3,600円	638-3004



ローチークラスプ

包装	価格	注文No.
ローチークラスプ 10枚	3,300円	688-3010
ローチークラスプ 接着剤付 10枚	3,600円	638-3010



大白歯用クラスプ

包装	価格	注文No.
大白歯用クラスプ 10枚	3,300円	688-3003
大白歯用クラスプ 接着剤付 10枚	3,600円	638-3003



リングクラスプ

包装	価格	注文No.
リングクラスプ 10枚	3,300円	688-3005
リングクラスプ 接着剤付 10枚	3,600円	638-3005



一般的名称: 歯科用ワックス成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030209

GEO リテンションワックス

歯科用ワックス成形品

グリッド粗目

仕様

- 2.2×2.2mmの粗めのグリッド構造
- シートサイズ: 70×70mm
- プレート厚さ: 0.75mm

包装	価格	注文No.
20枚	4,700円	688-3007
接着剤付 20枚	6,300円	638-3007



原寸大

グリッドファイン

仕様

- 1.8×1.8mmの細やかなグリッド構造
- シートサイズ: 70×70mm
- プレート厚さ: 0.7mm

包装	価格	注文No.
20枚	4,700円	688-3008
接着剤付 20枚	6,300円	638-3008



原寸大

グリッド対角線状

仕様

- 対角線状のグリッド構造
- シートサイズ: 70×70mm
- プレート厚さ: 0.95mm

包装	価格	注文No.
20枚	4,700円	688-3011
接着剤付 20枚	6,300円	638-3011



原寸大

グリッドメッシュ

仕様

- ホール直径: 2.0mm
- シートサイズ: 70×70mm
- プレート厚さ: 0.8mm

包装	価格	注文No.
20枚	4,700円	688-3009
接着剤付 20枚	6,300円	638-3009



原寸大

下顎用リテンション

仕様

- 無地
- シートサイズ: 70×70mm
- プレート厚さ: 1.3mm

包装	価格	注文No.
10枚	3,200円	688-3006
接着剤付 10枚	3,700円	638-3006



原寸大

ホールリテンション ストレート

仕様

- サイズ: 長さ135mm
- 厚さ: 1.3mm

包装	価格	注文No.
40個	5,200円	664-3000



原寸大

ホールリテンション

仕様

- サイズ: 長さ130mm
- 厚さ: 1.3mm

包装	価格	注文No.
40個	5,200円	662-3000



原寸大



一般的名称: 歯科用ワックス成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030210

GEO プレートワックス

歯科鑄造用シートワックス

青緑色の半透明なプレートワックスです。

シートワックス

仕様		
● 無地		
● シートサイズ:75×150mm		
包装	価格	注文No.
0.40mm 15枚	3,300円	640-3040
0.50mm 15枚	3,300円	640-3050

ステップルファイン

仕様		
● 細地		
● シートサイズ:75×150mm		
包装	価格	注文No.
0.40mm 15枚	3,300円	641-3040
0.50mm 15枚	3,300円	641-3050

ステップルコース

仕様		
● 中粗		
● シートサイズ:75×150mm		
包装	価格	注文No.
0.30mm 15枚	3,300円	643-3030
0.35mm 15枚	3,300円	643-3035
0.40mm 15枚	3,300円	643-3040
0.50mm 15枚	3,300円	643-3050



ステップルペイン

仕様		
● 粗目		
● シートサイズ:75×150mm		
包装	価格	注文No.
0.40mm 15枚	3,300円	644-3040
0.50mm 15枚	3,300円	644-3050
0.60mm 15枚	3,300円	644-3060

キャストイングワックス

接着剤付きなので、模型への適合が良好です。

仕様		
● シートサイズ:100×100mm		
包装	価格	注文No.
0.50mm 32枚	13,000円	445-3005
0.60mm 32枚	13,000円	445-3006



一般的名称: 歯科鑄造用シートワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030208

GEO バーワックス

歯科用パターン成形品

リンガルバー


形状は半洋なし状。
硬さはミディアム。

仕様		
● サイズ:4×2mm		
包装	価格	注文No.
65g	2,900円	667-3042

ワックスバー

硬さはミディアムで直径サイズ4種類から選べるワックスバーです。

包装	価格	注文No.
0.8mm 25g	2,900円	668-3008
1.0mm 37g	2,900円	668-3010



GEO ワックスワイヤー

歯科用キャストイングワックス

中硬質と硬質の2種類の硬さがあります。

ブルー 中硬質		
包装	価格	注文No.
2.0mm 250g	3,300円	678-3020
2.5mm 250g	3,300円	678-3025
3.0mm 250g	3,300円	678-3030
3.5mm 250g	3,300円	678-3035
4.0mm 250g	3,300円	678-3040
5.0mm 250g	3,300円	678-3050

ターコイズブルー 硬質		
包装	価格	注文No.
2.0mm 250g	3,300円	676-2020
2.5mm 250g	3,300円	676-2025
3.0mm 250g	3,300円	676-2030
3.5mm 250g	3,300円	676-2035
4.0mm 250g	3,300円	676-2040
5.0mm 250g	3,300円	676-2050



一般的名称: 歯科用パターン成形品 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030212

一般的名称: 歯科用キャストイングワックス 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X101024030204

ジーシーグループ [製造販売]



株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は