

# SILENT series Chart

サイレントシリーズ 比較表

|                     | サイレントパワーCAM EC | サイレントコンパクトCAM | サイレントコンパクト  | サイレント EC2   | サイレント TS    | ボルテックスコンパクト 3L |
|---------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 自動フィルタークリーニング       | ○              | ○             | ○           | ○           | —           | —              |
| フィルターバッグ不要          | ○              | ○             | ○           | ○           | —           | —              |
| 連動機能                | —              | —             | ○           | ○           | ○           | ○              |
| CAMユニット連動           | ○              | ○             | —           | —           | —           | —              |
| ECモーター搭載(5,000時間以上) | ○              | —             | —           | ○           | —           | —              |
| 本体サイズ 幅×奥行×高さ(mm)   | 270×540×535    | 245×500×440   | 245×500×440 | 285×540×535 | 224×564×591 | 385×480×600    |
| 重量                  | 約18kg          | 約13.2kg       | 約13.2kg     | 約18.5kg     | 約26kg       | 約10kg          |
| 消費電力                | 1,250W         | 480W          | 480W        | 1,150W      | 1,000W      | 840W           |
| 騒音レベル(最大)           | 54.3dB         | 55dB          | 55dB        | 55dB        | 63dB        | 66.3dB         |

## Related products

関連製品



### 技工用集塵器 ボルテックスコンパクト 3L

価格 199,700円 注文No. 2924-6000

取り回しのよいキャスター付き集塵機  
サンドブラスターなどと連動して使用できます。  
集塵パワーの調整が可能です。  
また、キャスター付きで移動がスムーズです。

仕様  
サイズ W385×D480×H600mm  
重量 約10kg  
電源・電圧 AC120V、50/60Hz  
消費電力 840W  
最大体積流量 3,200L/min  
集塵トレイ容量 約30L  
騒音レベル 66.3dB  
包装 本体1台、ダストバック1枚、  
集塵用ホース(3m)1本

| 別売品         | 価格      | 注文No.     |
|-------------|---------|-----------|
| ダストバック (5枚) | 18,600円 | 2924-5003 |



### 技工用研磨ボックス ダステックス マスター プラス

価格 160,900円 注文No. 2626-1105

2400Luxの内蔵ライトと大型ウィンドーで良好な明るさと視野を確保します。ハウジングはコンパクトで特殊樹脂コーティングされています。

仕様  
サイズ W380×D400×H285mm  
重量 約5kg  
電源・電圧 AC120V、50/60Hz  
消費電力(照明) 9.5W  
作業スペース 17L  
包装 本体1台

| 別売品            | 価格      | 注文No.     |
|----------------|---------|-----------|
| マグニファイア(拡大鏡2倍) | 44,900円 | 2626-0300 |



別売品  
マグニファイア



### エキストラクタークランプ

価格 53,300円 注文No. 2925-0000

厚さ20~40mmのデスクに固定できるバキュームマウスです。吸引ホースは左右どちらにも取り付け可能です。

### エキストラクタークランプ用ガラス

価格 25,300円 注文No. 2925-1000

エキストラクタークランプに取り付ける保護ガラスプレートです。



### エキストラクタースイッチ

価格 56,400円 注文No. 2926-0000

吸引口を2つに分岐・切り替えができるスイッチです。ホースジョイント4個付(ホースは別)

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください。  
<http://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です。(価格に消費税は含まれておりません)

ジーシーグループ [販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

0526MT0103

技工用集塵器

# サイレント シリーズ

SILENT series

CAMユニット専用 技工用集塵器

## サイレント パワーCAM EC

SILENT powerCAM EC

パワフルなのに静音設計  
長寿命モーターで技工環境を強力サポート

- ・インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。
- ・自動でファインフィルターが振動し、粉塵が集塵トレイに振るい落とされます。
- ・フィルターバッグが不要で経済的です。

稼働時間5,000時間以上の  
長寿命モーター

パワフルで長寿命のブラシレスECモーターを採用。モーター稼働時間5,000時間以上を実現しました。

優れたメンテナンス性

モーターの交換が簡単にできる、メンテナンス性に配慮した設計です。

大容量集塵トレイ

集塵トレイは大容量の約7リットル!  
ダストバッグ方式でゴミの処理も簡単です。

騒音レベル  
**54.3dB**  
最大体積流量  
**3,984L**

価格 593,100円

※インターフェイスケーブルは別売です

注文No. 2939-2000

機能

- ECモーター搭載
- 自動フィルタークリーニング
- フィルターバッグ不要
- CAMユニット連動

仕様  
サイズ W270×D540×H535mm  
重量 約18kg  
電源・電圧 AC100V、50/60Hz  
消費電力 1,250W  
最大体積流量 3,984L/min  
集塵トレイ容量 約7.0L  
騒音レベル 最大54.3dB  
モーター稼働時間 5,000時間以上  
包装 本体1台、  
集塵用ホース(2m)1本



モーターは消耗品のため  
3年保証の対象外となります。

| 別売品                          | 価格       | 注文No.      |
|------------------------------|----------|------------|
| サイレントパワーCAM EC/EC2用モーター      | 197,700円 | 90002-1678 |
| サイレントパワーCAM EC/EC2用ファインフィルター | 75,600円  | 90002-1584 |
| サイレントパワーCAM EC/EC2用ダストバッグ25枚 | 3,200円   | 2934-0014  |

| インターフェイスケーブルタイプ | 対応メーカー               | 価格      | 注文No.     |
|-----------------|----------------------|---------|-----------|
| Type A          | vhf / Wieland        | 16,100円 | 2934-0005 |
| Type B          | Roland               | 16,100円 | 2934-0006 |
| Type C          | imes-icore, Planmeca | 16,100円 | 2934-0008 |
| Type D          | Amann-Girrbach       | 16,100円 | 2934-0009 |
| Type F          | Zirkon Zahn, Arum    | 18,400円 | 2934-0012 |
| Type G          | vhf (K5)             | 18,400円 | 2934-0013 |
| Type H          | Dentsply Sirona      | 16,600円 | 2934-0016 |
| Type J          | Canon                | 22,400円 | 2934-0018 |

# SILENT series Lineup サイレントシリーズ ラインナップ

**3**  
YEARS GUARANTEE  
3年保証

※モーターは消耗品のため3年保証の対象外となります。



CAMユニット専用 技工用集塵器

## サイレント コンパクトCAM

SILENT compactCAM

価格 318,200円 ※インターフェイスケーブルは別売です

注文No. 2934-3500

### CAMユニット専用 技工用集塵器

静音設計で小型CAMユニット専用の集塵器です。  
インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

仕様

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| サイズ      | W245×D500×H440mm      |
| 重量       | 約13.2kg               |
| 電源・電圧    | AC100V、50/60Hz        |
| 消費電力     | 480W                  |
| 最大体積流量   | 2,500L/min            |
| 集塵トレイ容量  | 約2.6L                 |
| 騒音レベル    | 最大55dB                |
| モーター稼働時間 | 1,000時間以上             |
| 包装       | 本体1台、<br>集塵用ホース(2m)1本 |

別売品

|                          | 価格      | 注文No.      |
|--------------------------|---------|------------|
| サイレントコンパクト/CAM用モーター      | 38,600円 | 90003-7226 |
| サイレントコンパクト/CAM用ファインフィルター | 41,600円 | 90002-1635 |

インターフェイスケーブル

| タイプ    | 対応メーカー               | 価格      | 注文No.     |
|--------|----------------------|---------|-----------|
| Type A | vhf / Wieland        | 16,100円 | 2934-0005 |
| Type B | Roland               | 16,100円 | 2934-0006 |
| Type C | imes-icore, Planmeca | 16,100円 | 2934-0008 |
| Type D | Amann-Girrbach       | 16,100円 | 2934-0009 |
| Type F | Zirkon Zahn , Arum   | 18,400円 | 2934-0012 |
| Type G | vhf (K5)             | 18,400円 | 2934-0013 |
| Type H | Dentsply Sirona      | 16,600円 | 2934-0016 |
| Type J | Canon                | 22,400円 | 2934-0018 |



インターフェイスケーブルを接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

騒音レベル  
**55dB**  
最大体積流量  
**2,500L**

機能

- 自動フィルタークリーニング
- フィルターバッグ不要
- CAMユニット連動



技工用集塵器

## サイレント EC2

SILENT EC2

価格 717,300円

注文No. 2937-2000

### 1台2役の技工用集塵器

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。技工用ハンドエンジンなど2台の機器との連動が可能で個別にON,OFFの切替ができます。

仕様

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| サイズ      | W285×D540×H535 mm     |
| 重量       | 約18.5kg               |
| 電源・電圧    | AC100V、50/60Hz        |
| 消費電力     | 1,150W                |
| 総消費電力    | 1,500W(連動機器含む)        |
| 最大体積流量   | 3,980L/min            |
| 集塵トレイ容量  | 約7.0L                 |
| 騒音レベル    | 55dB                  |
| モーター稼働時間 | 5,000時間以上             |
| 包装       | 本体1台、<br>集塵用ホース(2m)2本 |

別売品

|                               | 価格       | 注文No.      |
|-------------------------------|----------|------------|
| サイレントパワー-CAM EC/EC2用モーター      | 197,700円 | 90002-1678 |
| サイレントパワー-CAM EC/EC2用ファインフィルター | 75,600円  | 90002-1584 |
| サイレントパワー-CAM EC/EC2用ダストバッグ25枚 | 3,200円   | 2934-0014  |



稼働時間5,000時間以上の長寿命モーター搭載。



インターフェイスにLEDパネルを採用し、吸引チャンネルの切り替えや、吸引レベル、アラートサインなどが直感的にわかりやすくなりました。

騒音レベル  
**55dB**  
最大体積流量  
**3,980L**

機能

- ECモーター搭載
- 自動フィルタークリーニング
- フィルターバッグ不要
- 連動機能



技工用集塵器

## サイレント コンパクト

SILENT compact

価格 307,300円

注文No. 2934-1500

### 静音設計一人用のコンパクト型集塵器

静音設計で一人用のコンパクト型集塵器です。  
自動でファインフィルターが振動し、ダストが集塵トレイに振るい落とされます。

仕様

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| サイズ      | W245×D500×H440mm      |
| 重量       | 約13.2kg               |
| 電源・電圧    | AC100V、50/60Hz        |
| 消費電力     | 480W                  |
| 総消費電力    | 800W(連動機器含む)          |
| 最大体積流量   | 2,500L/min            |
| 集塵トレイ容量  | 約2.6L                 |
| 騒音レベル    | 最大55dB                |
| モーター稼働時間 | 1,000時間以上             |
| 包装       | 本体1台、<br>集塵用ホース(2m)1本 |

別売品

|                          | 価格      | 注文No.      |
|--------------------------|---------|------------|
| サイレントコンパクト/CAM用モーター      | 38,600円 | 90003-7226 |
| サイレントコンパクト/CAM用ファインフィルター | 41,600円 | 90002-1635 |



サンドブラスターや技工用ハンドエンジンとの連動が可能です。

騒音レベル  
**55dB**  
最大体積流量  
**2,500L**

機能

- 自動フィルタークリーニング
- フィルターバッグ不要
- 連動機能



技工用集塵器

## サイレント TS

SILENT TS

価格 478,500円

注文No. 2921-1050

### Y型ホースで2台同時使用も可能

運転時のノイズを抑えた静音設計です。Y型ホースアダプターにより2台同時に使用できます。

仕様

|          |  |
|----------|--|
| サイズ      | W224×D564×H591mm   |
| 重量       | 約26kg  |
| 電源・電圧    | AC100-120V、50/60Hz   |
| 消費電力     | 1,000W   |
| 最大体積流量   | 2900L/min  |
| 集塵トレイ容量  | 約7.5L  |
| 騒音レベル    | 63dB   |
| モーター稼働時間 | 1,000時間以上  |
| 包装       | 本体1台、ダストバック1枚、<br>Y型ホースアダプター1個、<br>ホースアダプター1個、<br>集塵用ホース(3m)1本 |

別売品

|                    | 価格      | 注文No.      |
|--------------------|---------|------------|
| サイレントTS用モーター       | 65,000円 | 92921-0051 |
| サイレントTS用ダストバック(5枚) | 20,900円 | 2921-0002  |
| サイレントTS用キャスト       | 17,200円 | 2921-0001  |



ダストバックの吸引口がスライドして閉じるので、交換時にダストが舞うことがありません。



Y型ホースアダプター装着で2台同時使用可能です。

騒音レベル  
**63dB**  
最大体積流量  
**2,900L**

機能

- 連動機能