

AUTO spin

Model system

オートスピン・モデルシステム




AUTO Spin
動画サイト

AUTO spin Model system

超精密な作業模型の製作を可能にする

オートスピン・モデルシステム (ピンドリルユニット+システム構成品)

- 石こうの使用量が抑えられ時間短縮につながります。
- レンフェルト独自のレベル調整ピンにより、水平な歯列と正確なピン位置が確保できます
- スクリュー固定式のユニバーサルプレートホルダーにより、あらゆるプレートが使用できます。



石こうの硬化膨張を補正します。



オートスピン 別売品

ベースプレート

アクリル製ベースプレートのため、ピンの脱着が容易で、プレートの固定が確実にできます。



スタンダード



コンフォート(メタルプレート付き)

セカンダリープレート

(マグネット付き)



テーパピン ピンドリル



シリコンパテ



インプレッションホルダー



プレートホルダー



オートスピン

価格 400,000円 注文No. 1860-1000

包装：本体、ピンドリル、プレートホルダー、インプレッションホルダー、レベル調整ピン、スクリュードライバー、L型キー

電源電圧：100V 50/60Hz

消費電力：80W

サイズ：W180 x D275 x H368mm

重量：7.6kg

別売
単品

商品名	注文No	価格
ベースプレートスタンダード 100枚	1860-0100	19,200円
ベースプレートコンフォート 100枚	1860-0200	26,100円
セカンダリープレート 50枚	1860-0300	46,500円
シリコンパテ 1kg	1860-0400	13,600円

商品名	注文No	価格
オートスピン ピンドリル	1860-0500	10,500円
ユニバーサルプレートホルダー	1860-0600	61,100円
ユニバーサルインプレッションホルダー	1860-0700	8,900円
テーパピン 1000本	369-2000	8,500円

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [販売元]



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は