


ダイヤモンドターボ

ダイヤモンド粒子が緻密に含有されているので、優れた研削性能と耐久性を発揮します。



DT15	DT16	DT17	DT18	DT19	DT21	DT24
価格 10,000 円 2本 φ3.5×11mm	価格 11,400 円 2本 φ4.8×13mm	価格 16,000 円 2本 φ6.5×13mm	価格 14,000 円 2本 φ15×3.5mm	価格 16,000 円 1本 φ22×4.5mm	価格 11,000 円 1本 φ22×2mm	価格 11,400 円 1本 φ12×6mm

一般名称: 歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010081



コースタイプ

ダイヤモンドターボ コースタイプは、粗目のダイヤモンド粒子が緻密に含有されており、従来品に比べ、切削力が20%向上しました。発熱を抑えてジルコニア、セラミック、金属などに幅広くご使用いただけます。2つの新しい形態も加わり、歯頸部の隣接やシャンファーマー形態の切削に便利です。

G150	G155	G160	G165	G170	G210
価格 11,400 円 2本 φ3.5×11mm	価格 11,400 円 2本 φ3.5×11mm	価格 16,000 円 2本 φ4.5×13mm	価格 16,000 円 2本 φ4.5×13mm	価格 18,000 円 2本 φ6.0×13mm	価格 14,000 円 1本 φ22×2mm



▲ 歯頸部の隣接



▲ シャンファーマー形態

一般名称: 歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010081

ジフレックス TR



ディスクの裏側が見える石膏模型分割専用ディスクで、狭い箇所でも分割することができます。

φ25mm 価格 **8,000**円
φ30mm 価格 **9,000**円
φ37mm 価格 **10,000**円
φ45mm 価格 **11,000**円
(厚さ各0.30mm)

一般名称: 歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010083

トランスフレックス




冷却作用、透視により歯間空隙の粗研磨が簡単になりました。

φ22mm 価格 **7,800**円
(厚さ0.25mm)

一般名称: 歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010084

トランスフレックス T



研磨時の熱を冷却し回転中に反対側が透視できます。

φ22mm 価格 **7,800**円
(厚さ0.25mm)

一般名称: 歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010085

マイクロフレックス



厚さ0.08mmの歯間部形態修正用ディスクです。

φ12mm 価格 **5,700**円
φ16mm 価格 **6,300**円
φ22mm 価格 **5,700**円
(厚さ各0.08mm)

一般名称: 歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010070

ディアボロHP

シンタータイプのダイヤモンドバーでポーセレンの形態修正やコーピングの調整などに適しています。コバルトなどの硬い素材の切削など幅広い用途に使用できます。

価格 各1本 10,000円



SF001/021




SF165/023



SF199/031



SF250/016



一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010227

ディアボロFG

高品質のダイヤモンドにより最終焼結したジルコニアをストレスなく切削できます。シンターダイヤモンドなので長持ちします。注水下のエアータービンで使用してください。

価格 各1本 9,500円



高品質のダイヤモンドが中心まで密に積層されているので、長期にわたり高い切削力を発揮します。



FF141/023



FF227/023



FF250/016



FF263/014



FF263/023



FF289/023

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010148

FGアダプター

FGアダプターを装着することで、HPエンジンでも使用することができます。

価格 10本 19,400円



ディアボロクリーナー



クリーナーは水に浸してから使用してください。

価格 1本 2,700円

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。