


ダイヤジッターボ

ダイヤモンド粒子が緻密に含有されているので、優れた研削性能と耐久性を發揮します。









						
DT15	DT16	DT17	DT18	DT19	DT21	DT24
価格 10,700円 2本 φ3.5×11mm	価格 12,200円 2本 φ4.8×13mm	価格 17,100円 2本 φ6.5×13mm	価格 15,000円 2本 φ15×3.5mm	価格 17,100円 1本 φ22×4.5mm	価格 11,800円 1本 φ22×2mm	価格 12,200円 1本 φ12×6mm

一般名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010081



コースタイプ

ダイヤジッターボ コースタイプは、粗目のダイヤモンド粒子が緻密に含有されており、従来品に比べ、切削力が20%向上しました。発熱を抑えてジルコニア、セラミック、金属などに幅広くご使用いただけます。2つの新しい形態も加わり、歯頸部の隣接やシャンファー形態の切削に便利です。

					
G150	G155	G160	G165	G170	G210
価格 12,200円 2本 φ3.5×11mm	価格 12,200円 2本 φ3.5×11mm	価格 17,100円 2本 φ4.5×13mm	価格 17,100円 2本 φ4.5×13mm	価格 19,300円 2本 φ6.0×13mm	価格 15,000円 1本 φ22×2mm



▲ 歯頸部の隣接



▲ シャンファー形態

一般名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010081

ジフレックス TR



ディスクの裏側が見える石膏模型分割専用ディスクで狭い箇所でも分割することができます。

φ 25mm	価格 8,600円
φ 30mm	価格 9,600円
φ 37mm	価格 10,700円
φ 45mm	価格 11,800円 (厚さ各0.30mm)

一般名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010083

トランスフレックス



冷却作用、透視により歯間空隙の粗研磨が簡単になりました。

φ 22mm	価格 8,400円 (厚さ0.25mm)
--------	--------------------------------

一般名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010084

トランスフレックス T



研磨時の熱を冷却し回転中に反対側が透視できます。

φ 22mm	価格 8,400円 (厚さ0.25mm)
--------	--------------------------------

一般名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010085

マイクロフレックス



厚さ0.08mmの歯間部形態修正用ディスクです。

φ 12mm	価格 6,100円
φ 16mm	価格 6,700円
φ 22mm	価格 6,100円 (厚さ各0.08mm)

一般名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010070

ディアポロHP

シンタータイプのダイヤモンドバーでポーセレンの形態修正やコーピングの調整などに適しています。コバルトなどの硬い素材の切削など幅広い用途に使用できます。

価格 各1本 **10,700円**



SF001/021



SF165/023



SF199/031



SF250/016



一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010227

ディアポロFG

高品質のダイヤモンドにより最終焼結したジルコニアをストレスなく切削できます。シンターダイヤモンドなので長持ちします。注水下のエアータービンで使用してください。

価格 各1本 **10,200円**



高品質のダイヤモンドが中心まで密に積層されているので、長期にわたり高い切削力を発揮します。



FF141/023



FF227/023



FF250/016



FF263/014



FF263/023



FF289/023

一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010148

FGアダプター

FGアダプターを装着することで、HPエンジンでも使用することができます。

価格 10本 **20,800円**



ディアポロクリーナー



クリーナーは水に浸してから使用してください。

価格 1本 **2,900円**

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は