

# ダイヤモンドシリーズ



ドイツ・レンフェルト社

速乾性のアクリル系ダイスペーサーであるダイヤモンドに加え、オールセラミッククラウンやラミネートベニア用のダイヤモンドアイボリー、水溶性のダイヤモンドアクアと豊富なラインナップでユーザー様の用途に応じて使い分けていただけます。

## ダイヤモンド アクア

水溶性ダイスペーサー

A1/B1の色調でプレスセラミックのインレー、アンレー用のダイスペーサーです。水溶性のため流水での除去が容易です。

注文No.1957-0500 **ダイヤモンド アクア**

●厚さ 10μm ●内容量 15mL **¥4,100 \* 販売終了**

注文No.1957-0550 **ダイヤモンド アクアシナー**

●内容量 30mL **¥2,300 \* 販売終了**



## ダイヤモンド

アクリル系ダイスペーサー

速乾性に優れており、色調によって厚さをコントロールできるダイスペーサーです。塗布面は高密度で鏡面のように仕上がり湿気やスクラッチに強く、マスターデュオ(プライマー)と強固に結合します。流動性が良く正確で均一な塗布が可能です。

注文No.1956-0500 **ダイヤモンド ゴールド**

●厚さ13μm ●内容量15mL **¥4,200**

注文No.1956-0200 **ダイヤモンド レッド**

●厚さ15μm ●内容量15mL **¥4,200**

注文No.1956-0300 **ダイヤモンド ブルー**

●厚さ20μm ●内容量15mL **¥4,200**

注文No.1956-0400 **ダイヤモンド シルバー**

●厚さ13μm ●内容量15mL **¥4,200**



## ダイヤモンド アイボリー

アクリル系ダイスペーサー

デンチンA2/B2の色調でオールセラミッククラウンやラミネートベニア用のダイスペーサーです。

厚さ10μmでニケイ酸リチウム材料にも適しています。

注文No.1957-0200 **ダイヤモンド アイボリー**

●厚さ 10μm

●内容量 15mL **¥3,900 \* 販売終了**



## ダイヤモンド デュオ

石こう硬化剤&プライマー

一層の塗布で硬化材の役割をし、二層塗りすることでプライマーとしてダイヤモンドとの化学的結合を強固にします。

注文No.1956-0600 **ダイヤモンド デュオ**

○内容量15mL **¥3,200**

注文No.1956-0700 **ダイヤモンド シナー**

○内容量30mL **¥3,500**



## ピコセップ

分離剤

厚さ1μm以下の非常に薄い層で、石こうとワックス、陶材を確実に分離します。

注文No.1552-0030 **ピコセップ**

○厚さ1μm以下 ○内容量30mL **¥3,300**



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ

販売元

株式会社日本歯科商社



東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は