

光重合タイプ歯科用パターンレジン

# イージーフォーム LC

ジェル / ペースト

**DETAX**  
ドイツ・デタックス社



混和が要らないジェル、ペーストタイプの光重合型パターンレジンです。使い勝手の良いジェルタイプはシリンジから直接築盛でき、チキソトロピー性により垂れたりもしないため、材料を無駄にせず経済的に使用できます。ペーストタイプは、指先で練って成形ができ多量の材料を素早く使用する際に効果的で、バーやポンティック等の作製に便利です。



## 特長

- 重合収縮率が0.3%で適合性の高いパターンが得られます。
- MMA(メチルメタクリレート)フリーで嫌な臭いがありません。
- ヒートショックに対応しており焼却後の残渣も無く、鑄造面もきれいに仕上がります。
- 金属、石こうからの取り外しが容易で分離材が要りません。
- 従来のワックス、光重合タイプのワックスと一緒に使用できます。




一般名称: 歯科用パターンレジン  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104060296  
製造元: デタックス

## イージーフォーム LC ジェル

価格: 1本 **4,320円**  
(3g×1本、シリンジチップ3個入)

3本 **11,880円**  
(3g×3本、シリンジチップ10個入)

別売 シリンジチップ10個入  
価格: **2,840円**



※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



製造販売元

## 株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪本社: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は