

咬合面シリコンパターン

ナソフレックス プレミアム

厚さ0.5mmの特殊シリコン製咬合面パターン。
簡単な操作で、ワックスアップ、レジン・ポーセレン
築盛時の咬合面形態を短時間に作製でき、
作業時間を大幅に短縮できます。
優れた強度により繰り返し何度でもご使用できます。

短時間で機能的咬合面を簡単に作製

ポーセレン咬合面



レジン咬合面




ワックス咬合面




▶ 作業手順


●ワックス咬合面の作製



●ポーセレン咬合面の作製



●レジン咬合面の作製



ナソフレックス・プレミアム

フルセット
16形態 × 3サイズ (A, B, C)
計48個入



イソフレックス
(陶材用分離材 20mL) 1本
価格**9,100円**



イソフレックス

フルセット

左右上下顎小臼歯8個・大臼歯8個 ×サイズA、B、C
計48個入 価格**157,700円**

ミニセット (各サイズ16個入)

Aセット
左右上下顎小臼歯8個・大臼歯8個
計16個入 価格**62,900円**

Bセット
左右上下顎小臼歯8個・大臼歯8個
計16個入 価格**62,900円**

Cセット
左右上下顎小臼歯8個・大臼歯8個
計16個入 価格**62,900円**

単品1個 価格**5,100円**

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

▶ 形態チャート

※写真のサイズは原寸大です。

								サイズ C
17C	16C	15C	14C	24C	25C	26C	27C	オーダーNo.
								サイズ B
17B	16B	15B	14B	24B	25B	26B	27B	オーダーNo.
								サイズ A
17A	16A	15A	14A	24A	25A	26A	27A	オーダーNo.
								サイズ A
47A	46A	45A	44A	34A	35A	36A	37A	オーダーNo.
								サイズ B
47B	46B	45B	44B	34B	35B	36B	37B	オーダーNo.
								サイズ C
47C	46C	45C	44C	34C	35C	36C	37C	オーダーNo.

製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は



JAPAN DENTAL SUPPLY