



ポーセレンブラシ

lay:art evo
レイアート evo

アートのような美しい表現を

自然な操作性と優れた耐久性を併せ持つバイオニックヘアにより、
美しいレイヤリングを実現します。

lay:art evo レイアート evo

新開発のバイオニックヘアーを使用したプレミアムブラシ レイアートevo

天然毛ブラシに近い吸水性と操作性を持ち、
筆先はコーン型と高級ブラシに多いフレイム型で成形しました。

レイアートevoの高い表現力が、
精細で美しいレイヤリングテクニックを可能にし、
日々の作業に大きく貢献します。



tip of brushes ブラシ形状



features 特長

usability

・筆先の細さ、張り、弾力性、安定性により、レイヤリング時に最適なハンドリングが可能

brush

・特殊な分子構造のブラシ繊維により、水分を最適にコントロール
・長期に渡って形状を維持し、先端の割れが起こりにくい

others

・様々なサイズの替ブラシがあり、ブラシチップの交換が簡単に優れたコストパフォーマンスを実現
・人間工学に基づいたブラシハンドルは、アノダイズ処理により耐食性や耐摩耗性を高めたアルミニウムを使用

line-up レイアート evo ラインナップ

ブラシ	製品名称	注文No.	価格
	レイアート evo サイズ2	1本 17240002	11,000 円
	レイアート evo サイズ2 替ブラシ	2本 17240012	14,000 円
	レイアート evo サイズ4 フレイム	1本 17240004	12,000 円
	レイアート evo サイズ4 フレイム 替ブラシ	2本 17240114	16,000 円
	レイアート evo サイズ4 コーン	1本 17240014	12,000 円
	レイアート evo サイズ4 コーン 替ブラシ	2本 17241114	16,000 円
	レイアート evo サイズ6 フレイム	1本 17240006	14,000 円
	レイアート evo サイズ6 フレイム 替ブラシ	2本 17240116	20,000 円
	レイアート evo サイズ6 コーン	1本 17240016	14,000 円
	レイアート evo サイズ6 コーン 替ブラシ	2本 17241116	20,000 円
	レイアート evo サイズ8 フレイム	1本 17240008	16,000 円
	レイアート evo サイズ8 フレイム 替ブラシ	2本 17240118	24,000 円
	レイアート evo サイズ8 コーン	1本 17240018	16,000 円
	レイアート evo サイズ8 コーン 替ブラシ	2本 17241118	24,000 円
	レイアート evo カラー	1本 17240100	9,000 円
	レイアート evo カラー 替ブラシ	2本 17240110	9,000 円
	レイアート evo オペーク	1本 17240200	9,000 円
	レイアート evo オペーク 替ブラシ	2本 17240210	10,000 円

●ブラシの写真は原寸大になります。

※価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。
※本製品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

製品名称	注文No.	価格
レイアート evo ファインハンドル	1本 17240000	7,000 円
レイアート evo スタンダードハンドル	1本 17240001	7,000 円



製品名称	注文No.	価格
レイアート evo ビルドアップセット (ハンドル、フレイム#4, 6, 8 替ブラシ 各1)	17240300	28,000 円
レイアート evo ティテイルセット (ハンドル、#2, カラー, オペーク 替ブラシ 各1)	17240400	18,000 円
レイアート evo リフレッシュャー (グラス付きブラシスタンド)	17240600	17,000 円

レイアート evo リフレッシュャー
(ブラシは付属しません)



製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください▶

<https://www.dentalsupply.co.jp/>



ジーシーグループ [販売元]



株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は