

## ミリングツール

プロフィールバーとポリッシングバーはブレードント社独自のレリーフ形状しており表面を滑らかに切削します。

### ワックスバー



- 切削粉をワックス面に付着させない
- 表面が滑らかに削れる


### プロフィールバー



- 切削効率を求めた掘り出し角度
- 表面を滑らかに切削
- レリーフ付きの刃先

※必ずミリングオイルを塗布して使用してください。


### ポリッシングバー



- 計算された傾斜角
- 表面を滑らかに切削
- 切削面を鏡面仕上げ

※必ずミリングオイルを塗布して使用してください。

### パラレルワックスバー




φ2.35mm  
1本 価格 **7,800**円  
φ3.00mm  
1本 価格 **8,000**円

#07 #10 #15 #23

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010086

### コニカルワックスバー



φ2.35mm  
1本 価格 **10,000**円  
φ3.00mm  
1本 価格 **10,500**円

2° 4° 6°

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010089

### パラレルプロフィールバー



φ2.35mm  
1本 価格 **8,600**円  
φ3.00mm  
1本 価格 **9,100**円

#07 #10 #15 #23

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010087

### コニカルプロフィールバー



φ2.35mm  
1本 価格 **9,500**円  
φ3.00mm  
1本 価格 **10,100**円

2° 4° 6°

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010090

### パラレルポリッシングバー



φ2.35mm  
1本 価格 **8,000**円  
φ3.00mm  
1本 価格 **8,000**円

#07 #10 #15 #23

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010088

### コニカルポリッシングバー




φ2.35mm  
1本 価格 **10,000**円  
φ3.00mm  
1本 価格 **10,300**円

2° 4° 6°

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010091

### グループバー



φ2.35mm  
1本 価格 **6,600**円  
φ3.00mm  
1本 価格 **6,800**円

#07 #10 #12 #15 #20

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010284

### ショルダーバー



φ2.35mm  
1本 価格 **7,500**円

#27 #29

※ショルダーバーには3mmシャンクはありません。

一般的名称：歯科技工用カーバイド切削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104010285

### ミリングオイル



ミリング時に使用する専用オイルです。

20mL 1本  
価格 **5,500**円

## クイックツール

先端がダイヤモンドチップになっており  
3本のシャフトでクラウンを内側からの確に  
保持します。  
シャフトを2本にすると下顎前歯などの  
小さいクラウンに使用できます。

価格 **40,000円**

●別売: 交換チップ(3本)  
価格 **13,700円**




一般的名称: 歯科技工用鉗子  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104010281

## ワックスアダプター

高圧縮製法による特殊シリコンのため、  
模型上で力強く圧接してもワックスの  
変形、つぶれを防止します。  
ワックスパターンの表面性状をきれいに  
保ったまま埋没が可能です。作業効率を  
考慮した独特形状により、模型上の  
ワックスパターンを正確に圧接できます。

価格 **8,000円**



## K2 ワックス

インレー、クラウン、ブリッジ用のカービングワックスです。  
収縮率が低く、適合のよい補綴物が製作できます。  
また、適度な硬度により切削面がきれいに仕上がります。

包装: 60g  
色調: グリーン・グレー・イエロー・ベージュ  
価格 1個 **5,700円**



一般的名称: 歯科用キャストワックス  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104010079

溶融点: 60°C~65°C

## スプレンドワックス

ミリングに適した性能をもったカービングワックスです。  
適度な硬さがあり夏場の作業にも適しています。  
また、ミリングだけでなくクラウン・インレーのワックスアップにも利用  
できます。

価格 25g **3,000円**



一般的名称: 歯科用キャストワックス  
医療機器分類: 一般医療機器  
届出番号: 13B2X10104010078

溶融点: 65°C~75°C

## インベストメントマーカー

焼却後も消えない埋没材専用マーカーです。  
複数焼却時の識別がしやすくなります。  
(耐熱温度1,100°C)

価格 1本 **4,600円**



※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。