


センターリーマー

ミロプロ

Millo pro 注文No. 1805-1000

- バーの高さ調節ができるので、歯頸部を傷つけることなくトリミングができます。
- カーバイドバーを採用しているので、効率よく切削することができます。
- 集塵できる設計になっていますので、粉塵を周りに飛散させることなく作業をすることができます。



歯頸部の高さに合わせて、ドリルの高さを調整できます。



テーパ付きのカッターを使用することにより、2次石膏のアンダーカットを作りません。
※写真はクロスカットタイプです。



集塵器と連動させることができます。

【仕様】 ●電源・電圧: 120V50Hz/60Hz ●回転数: 2,770min⁻¹/3,350min⁻¹
●外径寸法: 252(幅)×207(奥行)×214(高さ)mm ●重量: 5.7kg

Renfert

ドイツ・レンフェルト社



価格: 270,000円 本体1台、カーバイドバー (シングルカット6°) 1本

【別売】カーバイドバー6° (クロスカット) 1本 注文No. 1806-0001
カーバイドバー6° (シングルカット) 1本 注文No. 1806-0002
カーバイドバー0° (クロスカット) 1本 注文No. 1806-0003
各30,000円

エアーカッター

パワーピロー

Power pillo 注文No. 5022-5000

- パワー調整ができるので、さまざまな箇所の掘り出しに使用できます。
- 安定した掘り出し作業が行えるグリップ形状です。
- オイルフリーでメンテナンスが容易です。

注意

エアー内の不純物混入を防ぐため、市販のフィルター付圧力調整器を接続してご使用ください。

【仕様】 ●作業圧4-6気圧 ●ホース長さ: 2m
●本体サイズ: φ29×168mm
●空気消費量: 10L/min
●重量: 398g

価格: 115,000円 本体1台、チップ (5022-0200) 1

本 別売チップ 価格: 15,000円

5022-0200



製品についての詳細は弊社ホームページをご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれません)。

ジーシーグループ

〔販売元〕

株式会社日本歯科商社



JAPAN DENTAL SUPPLY

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

0126TN0000