

パターンレジン

ピクプラストHP36

硬化収縮が20分で終了!
硬化収縮率0.36%

価格 40,000円

ピクプラストHP36 セット内容

ポリマー(粉) 85g 1本
モノマー(液・オレンジ) 100mL ... 1本
クリーナー(液) 100mL 1本
容器(キャップ付) 3個
ブラシ(大・小) 各1本
ブラシホルダー 1本

一般的名称：歯科用パターンレジン
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010254

特徴

- ・フローが程良く操作がしやすい
- ・硬化した面がきれいである
- ・研削やワックスの盛り上げでも変形が少ない
- ・硬さと弾性のバランスが良く薄いパターンでも安心
- ・硬化収縮が非常に少ない
- ・ヒートショック鑄造でも鑄肌荒れが少ない



別売

ポリマー ... 1本 価格 17,000円

モノマー

オレンジ色・透明色・レッド色・ブルー色・イエロー色

..... 各1本 価格 7,700円

クリーナー... 1本 価格 7,700円

容器 [ポリマー(粉)用、モノマー(液)用、クリーナー(液)用]

..... 各1個 価格 2,700円

ピクプラスト石こう分離材

10mL 1本 価格 5,000円




HPダイヤモンドバー

セットアップグラインダー

1本2役のHPダイヤモンドバー。先端部は80～100ミクロン、手前は160～180ミクロンのダイヤモンドにより、作業効率を大幅にアップします。

1本 価格 11,400円



一般的名称：歯科技工用ダイヤモンド研削材
医療機器分類：一般医療機器
届出番号：13B2X10104010059

1本のタングステンカーバイトから 削り出し加工されたワンピースメイド!

特徴 ・切削面が滑沢に仕上がリ研磨作業が容易です。

小窩裂溝形成バー

ダイヤ メテル

ポーセレンおよびメタルに繊細な小窩裂溝を形成し、
なおかつ咬頭斜面の仕上げと滑沢化に適しています。

各形態 3本入 価格 8,200円

アソート(各形態 1本入) 価格 8,200円



DM 02 φ0.2mm
DM 04 φ0.4mm
DM 06 φ0.6mm

一般的名称: 歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010071

小窩裂溝形成バー ラウンドタイプ

ラピディー ミクロ

各形態 3本入 価格 9,500円



レリーフ形状により耐久性アップ

NH04(1/8)
NH05(1/4)
NH06(1/2)
NH18(6)
NH23(8)

一般的名称: 歯科技工用カーバイド切削器具
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010040

スポットクリップ


スポットクリップリング .. 価格 30,900円

スポットクリップ 価格 21,700円

一般的名称: 歯科技工用鉗子
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010282



カラーレスのメタルボンド用ホルダー。
確実に、かつやさしく保持します。



ブルークリップ

先端はダイヤモンドコーティングが施されています。チップの3点支持(No.1、No.3)により、球状や円筒状の細かなパーツを確実に保持します。No.1は通常閉じている状態で、握ると先端が開きます。No.2とNo.3はグリップをロックすることが出来ます。機能的なデザインと、プラズマコーティングが施された特徴的なカラーを採用。



No.1
価格 13,700円



No.2
価格 14,900円
※ハンドルロック付



No.3
価格 14,900円
※ハンドルロック付

一般的名称: 歯科技工用鉗子
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 13B2X10104010283

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。