

## ポリソフト


研磨ホイール

Aホイール90：コバルトクロムのような硬質研磨物の  
中間仕上げ用ホイール


ホイール91：プレシャスとノンプレシャスの粗研磨用  
ホイール

- 包装：Aホイール#90 50個入 ¥8,100  
ホイール#91 50個入 ¥8,100

- 最大回転数：15,000min<sup>-1</sup>



Aホイール#90 (φ22×3mm)  
注文No.90-0000



ホイール#91 (φ22×3mm)  
注文No.91-0000

一般的名称：歯科技工用アブレイブ研削器具  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030114

## バイソングラシ

研磨ブラシ

耐久性に優れた仕上研磨用ブラシです。 φ18mm

- 包装：766-1000 25本入 ¥9,300  
766-1100 100本入 ¥36,300



一般的名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030323

## シリコンポリッシャー

研磨ホイール

陶材や金属の粗研磨に使用するHP用研磨ホイール  
です。 φ22mm

- 包装：100枚 ¥19,300

注文No.86-0000



一般的名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030324

## オパール L

硬質レジン研磨用ルーージュ

硬質レジン研磨用ルーージュ。

ロビンソンブラシ・バフホイール等につけて使用します。

- 包装：35g ¥3,300

注文No.520-0001



一般的名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030260

## ゴートヘアブラシ

ポリッシングブラシ

研磨材が良く馴染み、補綴物の仕上げ研磨に適しています。

- 包装：12入 φ19mm ¥5,300

注文No.204-0000



一般的名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030359

## イソフィックス2000

石こう分離材

石こう表面に浸透し、被膜を作らず分離効果を発揮する  
石こう⇄石こう分離材です。

- 包装：1,000mLx2 ¥21,900  
注文No.1720-2000



## ピコセップ

分離材

石こうからポーセレンおよびワックスを良好に分離  
します。

- 包装：30mL ¥3,300

注文No.1552-0030



## スレンダーブラシ

ポリッシングブラシ

義歯やブリッジの歯間部の細いところを研磨できる  
ポリッシングブラシです。

- 包装：φ36mm 12個 ¥13,700

注文No.787-1000



一般的名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030129

## コットンバフ

研磨用バフ

レジン床の口蓋部や硬質レジン前装冠などの最終  
仕上用バフです。

- 包装：φ22mm 12本入 ¥7,500

注文No.205-1000



一般的名称：歯科用研磨器材  
医療機器分類：一般医療機器  
届出番号：13B2X10104030108

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

シーシーグループ [製造販売元]



## 株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒816-0093 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

<http://www.dentalsupply.co.jp/>

ご用命は