

電気ワックスペン

Waxlectric

ワックスレクトリック

3
 YEARS GUARANTEE
3年保証

- チップ内にヒーターがあるため、ハンドピース(コルク部)が熱くならず快適に作業ができます。
- 11種類の豊富なチップが揃っており効率的にワックスアップができます。

DIGITAL MODEL

1本のハンドピース毎に3つの温度をメモリーできます。
LED表示による正確な温度設定が可能です。

Waxlectric II

ワックスレクトリックII

価格 90,800円

注文No. 2157-1000

■包装

本体、ハンドピース 2本、
チップ 2本 (No.1、No.3)



BASIC MODEL

ダイヤル式で簡単に温度設定ができます。
別売のホルダーセット(チップ&ハンドピース)が取付可能です。

Waxlectric Light II

ワックスレクトリック ライトII

価格 66,900円

注文No.2151-1000

■包装

本体、ハンドピース 2本、
チップ 2本 (No.1、No.3)



Waxlectric I

ワックスレクトリックI

価格 63,100円

注文No. 2156 1000

■包装

本体、ハンドピース、
チップ 1本 (No.2)



Waxlectric Light I

ワックスレクトリック ライトI

価格 47,100円

注文No.2150-1000

■包装

本体、ハンドピース、
チップ 1本 (No.2)



仕様

	Waxlectric II	Waxlectric I	Waxlectric Light II	Waxlectric Light I
サイズ	W 150mm D 98mm H 60mm	W 120mm D 98mm H 60mm	W 91mm D 80mm H 53mm	W 91mm D 80mm H 53mm
重量	460g	430g	430g	410g
電源電圧	100-240V 50/60Hz			
消費電力	10W	5W	10W	5W
温度設定	50~200°C			

ワックスレクトリックII 一般的名称: 歯科用ワックス形成器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030185
 ワックスレクトリックI 一般的名称: 歯科用ワックス形成器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030339
 ワックスレクトリックライトII 一般的名称: 歯科用ワックス形成器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030341
 ワックスレクトリックライトI 一般的名称: 歯科用ワックス形成器 医療機器分類: 一般医療機器 届出番号: 13B2X10104030340

別売品

チップ



ワックスポット

Vario E

バリオ E

価格**108,400**円 注文No.1452-1000

- 槽ごとに温度設定ができるため、常に使用に適した溶解状態で準備できます。
- ポットはディッピング作業にも十分な深さです。

- 本体サイズ:W178×D120×H54mm
- 槽サイズ:φ35mm / 深さ15mm
- 重量:660g ●消費電力:85W ●温度設定:45~110℃



ディッピングポット

Hotty LED

ホッティ LED

価格**60,500**円 注文No.1461-1000

- 60~110℃まで温度設定ができ、ワックス成分の変質を防ぎます。
- フタ付きで、ほこりが入りにくくなっています。

- 本体サイズ:W90×D98×H65mm
- 槽サイズ:φ35mm / 深さ25mm
- 重量:400g ●消費電力:25W ●温度設定:60~110℃



GEOディッピングワックス

ワックスの適合に優れ、硬化後の強度も十分なディッピングワックスです。

- 作業適用温度89~91℃
- 包装 イエロー 200g 注文No.482-3000
- グリーン 200g 注文No.482-3300

価格 各**12,700**円



一般的な名称：歯科用キャストワックス
 医療機器分類：一般医療機器
 届出番号：13B2X10104030201

デンチャー用ワックスポット

Waxprofi

ワックスプロフィ

価格**77,700**円 注文No.1440-1000

- 180mLの大型ポットで作業効率が向上。
- 40~110℃まで用途に合わせた温度設定が可能です。

- 本体サイズ:W178×D120×H54mm
- 重量:600g ●消費電力:120W ●温度設定:40~110℃
- 槽容量:180mL



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は