

サンドブラスタータンク消耗品一覧表



対象機種(型式)

- ・ベーシックエコ1 タンク 2949-5050
- ・ベーシックエコ2 タンク 2949-5025
- ・ベーシックマスターⅡ 2948-4000
- ・ベーシッククラシックⅡ 2947-4025
- ・ベーシッククアトロⅡ 2958-1000
- ・ベーシッククアトロⅡ 2959-1000

サンドブラスターのタンクに関する「消耗品」の部品リストになります。

ご購入する際、製品名及び部品番号(付属品)をご参照下さい。

※タンクの種類によって部品番号が異なります。ご注文の際は、何μ用のタンクをご使用しているかご確認の上、ご注文をお願いします。



①：ITハンドピース92900-0050(0500)

※ご使用するタンクμ数によって製品が異なります。

②：タンク蓋Oリング90003-3035(2個入)

③：サンドブラスター用タンクフタ90003-5801

④：フィルターカートリッジ90003-1431(1個入)

⑤：ITノズルチップ(各1個入)

※下記の資料をご確認の上、ご注文お願い致します。

サンドブラスターノズル

ITノズルチップ

耐久性に優れたノズルチップで、あらゆるサンドブラスト処理に対応します。



IT Nozzle Chip		No.1		No.2		No.3		No.4		No.5		No.6		No.7		No.8	
品名	規格	品名	規格	品名	規格	品名	規格	品名	規格	品名	規格	品名	規格	品名	規格	品名	規格
90003-1203	Φ0.4mm	90003-3213	Φ0.6mm	90003-1204	Φ0.8mm	90003-3211	Φ1.0mm	90003-3214	Φ1.2mm	90003-1205	Φ1.4mm	90003-1206	Φ2.0mm	90003-1739	Φ1.5×3.5mm		
価格	18,000円	価格	18,000円	価格	18,000円	価格	18,000円	価格	18,000円	価格	18,000円	価格	18,000円	価格	24,000円		
コブラ	25μm	○															
コブラ	50μm		○														
コブラ	80μm			○													
コブラ	110μm				○												
コブラ	125μm					○											
コブラ	250μm						○										
ガラスビーズ	50μm		○														
ガラスビーズ	100μm			○													

○：使用可 ○：推奨 ※1: 25～70μm用タンクに標準装備 ※2: 70～250μm用タンクに標準装備

⑥：サンドブラスターニップル90003-6353(6354)

※ご使用するタンクμ数によって製品が異なります。

※付属品につきましては、各部品のご購入をお願い致します。付属品のみの販売はしておりません。



ご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせ下さい。



(株)日本歯科商社

品質保証部 修理室

03-3625-3111

作成日：2025/09/12